

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-do-gabinetu-pediatrycznego-p-2513.html>



Stolik zabiegowy do gabinetu pediatrycznego

Cena brutto	3 726,00 zł
Cena netto	3 450,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(2)P-45-ST-0000-K8.3

Opis produktu

Innowacyjny Stolik Zabiegowy dla Gabinetu Pediatrycznego:

Nasza firma prezentuje stolik zabiegowy, zaprojektowany specjalnie dla gabinetów pediatrycznych, wychodząc naprzeciwko unikalnym potrzebom opieki nad najmłodszymi pacjentami. Ten wyjątkowy stolik łączy w sobie funkcjonalność, solidność konstrukcji oraz estetyczny design, zapewniając kompleksowe wsparcie podczas zabiegów medycznych.

Funkcjonalność:

- Stolik wyposażony jest w 1 szafkę z 2 szufladami, zapewniając wystarczającą przestrzeń na przechowywanie niezbędnego sprzętu medycznego oraz materiałów.
- Dodatkowo, posiada 1 półkę o wymiarach 450x500mm, zapewniającą dodatkową powierzchnię roboczą dla lekarza podczas wykonywania zabiegów.

Solidność Konstrukcji:

- Stelaż wykonany jest ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, co gwarantuje wyjątkową trwałość i stabilność.
- Szyny instrumentalne oraz uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze stanowią nieodłączny element konstrukcji, umożliwiając ergonomiczne wykonywanie zabiegów.
- Mobilne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniają łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność w czasie zabiegów.

Estetyczny Design:

- Elementy dekoracyjne zostały lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL, co pozwala dopasować stolik do indywidualnych preferencji estetycznych.
- Korpus szafki wyposażony jest w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, co minimalizuje wibracje oraz zapewnia cichą pracę stolika.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- Wymiary półki: 450x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- Wymiary szafki: 450x500x284 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

-
- Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiary szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Zapraszamy do wyboru naszego stolika zabiegowego, który stanowi doskonałe wsparcie podczas wykonywania zabiegów medycznych w gabinetach pediatrycznych, zapewniając zarówno funkcjonalność, jak i estetyczny wygląd.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary