

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-do-laboratorium-p-2503.html>



# Stolik zabiegowy do laboratorium

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | 4 750,00 zł                         |
| Cena netto       | 4 398,15 zł                         |
| Czas wysyłki     | 8-9 tygodni                         |
| Numer katalogowy | SM-TMBY-STKO-02                     |
| Kod producenta   | STKO-02-S(1)P-45-KO-00<br>00-K8.6-W |

## Opis produktu

### Stolik Zabiegowy do Laboratorium: Doskonałość w Ergonomii i Funkcjonalności

Nasz stolik zabiegowy do laboratorium reprezentuje doskonałe połączenie precyzji wykonania, trwałości oraz funkcjonalności, spełniając najwyższe standardy w dziedzinie medycyny i laboratoryjnych procedur.

**Wyjątkowa Konstrukcja:** Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, stolik jest nie tylko solidny, ale również odporny na korozję, zapewniając długotrwałą użyteczność nawet w najbardziej wymagających środowiskach laboratoryjnych.

#### Innowacyjne Rozwiązania:

**Szuflada z Ergonomicznym Pogłębieniem:** Wyposażona w wysoką frontową ściankę o wysokości 130 mm, zapewniającą łatwe otwieranie i zamknięcie, oraz funkcjonalne pogłębienie, które umożliwia przechowywanie różnorodnych narzędzi i przyborów.

**Półka o Doskonałych Wymiarach:** Oferująca przestrzeń o wymiarach 450x500 mm, półka zapewnia dużą powierzchnię użytkową (400x450 mm) do wygodnego rozmieszczenia sprzętu laboratoryjnego.

**Uchylna Miska i Pojemnik na Rękawiczki:** Umożliwiająca wygodne i higieniczne przechowywanie rękawiczek oraz odpadków, dzięki czemu procesy laboratoryjne stają się bardziej uporządkowane i efektywne.

**Niezrównana Mobilność:** Wyposażony w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, stolik zapewnia łatwą manewrowość oraz stabilność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

**Dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb:** Oferujemy różnorodne opcje szerokości półki (450, 500, 550, 600 mm), co pozwala dostosować stolik do konkretnych potrzeb i preferencji użytkowników, jednocześnie wpływając na jego całkowite wymiary i cenę.

Stolik zabiegowy do laboratorium to nie tylko narzędzie, ale również wsparcie dla personelu medycznego, umożliwiając precyzyjne i efektywne przeprowadzanie procedur laboratoryjnych. Dzięki solidnej konstrukcji i inteligentnym rozwiązaniom, nasz stolik jest nieodzownym elementem każdego nowoczesnego laboratorium, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także bezpieczeństwo i komfort pracy.

---

***Stolik zabiegowy do laboratorium, dane techniczne;***

- wymiary blatu: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x450 mm
- wymiary szuflady: 450x500x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**