

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-do-laboratorium-stko-01b-st-z-wyposazeniem-p-2510.html>



Stolik zabiegowy do laboratorium STKO-01/B ST z wyposażeniem

Cena brutto	4 070,00 zł
Cena netto	3 768,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(1)P-45-ST-0000-K8.3-W

Opis produktu

Naszym stolikiem zabiegowym do laboratorium STKO-01/B ST, z wyposażeniem kompletnym, zapewniamy niezawodne narzędzie dla profesjonalnych zastosowań medycznych. Wyjątkowo solidna konstrukcja oraz praktyczne funkcje sprawiają, że nasz stolik wyróżnia się na tle innych produktów tego typu.

Cechy Produktu:

Wysoka Funkcjonalność: Nasz stolik został zaprojektowany z myślą o kompleksowej funkcjonalności. Wyposażony w 1x szufladę (o wysokości frontu 130mm), 1x półkę o wymiarach 450x500mm oraz 1x koszyk na akcesoria stalowy, lakierowany proszkowo o wymiarach 360x160x150mm, zapewnia wygodne przechowywanie i dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów.

Solidna Konstrukcja: Stelaż wykonany jest ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo. Posiada szyny instrumentalne i uchwyty do prowadzenia, co gwarantuje stabilność i wytrzymałość w codziennym użytkowaniu.

Mobilność i Bezpieczeństwo: Stelaż wyposażony jest w odboje oraz wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100mm, z których dwa posiadają blokadę. Dzięki temu stolik można łatwo przemieszczać, jednocześnie zapewniając bezpieczne pozycjonowanie na miejscu.

Estetyka i Trwałość: Elementy dekoracyjne, takie jak stelaż i front szuflady, zostały lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, co nie tylko nadaje im estetyczny wygląd, ale również zabezpiecza przed korozją, co zapewnia długotrwałą trwałość.

Opcjonalne Dostosowanie: Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm. Możliwość wyboru szerokości półki pozwala dopasować stolik do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, przy jednoczesnym wpływie na całkowite wymiary stolika i cenę.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- Wymiary półki: 450x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- Wymiary szuflady: 450x500x155 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Stolik zabiegowy do laboratorium STKO-01/B ST to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych placówek medycznych, które

cenią sobie jakość, funkcjonalność oraz estetykę. Zapraszamy do zapoznania się z naszym produktem, który spełni nawet najwyższe wymagania.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary