

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-do-sal-operacyjnych-p-2502.html>



Stolik zabiegowy do sal operacyjnych

Cena brutto	3 090,00 zł
Cena netto	2 861,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-3P-45-KO-0-K8.6

Opis produktu

Stolik zabiegowy do sal operacyjnych z 3 półkami - profesjonalne wyposażenie bloków operacyjnych

Stolik zabiegowy z trzema półkami wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 to specjalistyczny mebel medyczny przeznaczony do pracy w warunkach wymagających najwyższego poziomu higieny i odporności na środki dezynfekcyjne. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodny dostęp do narzędzi, materiałów i zestawów zabiegowych podczas zabiegów w salach operacyjnych, zabiegowych i gabinetach procedur medycznych.

Dzięki stabilnej budowie, mobilności oraz możliwości konfiguracji szerokości półek, stanowi niezawodne i funkcjonalne wsparcie dla personelu medycznego.

Zastosowanie

Stolik zabiegowy idealnie sprawdza się w:

- salach operacyjnych i hybrydowych,
- salach zabiegowych (chirurgia jednego dnia, ginekologia, urologia, laryngologia),
- gabinetach procedur medycznych,
- oddziałach intensywnej terapii,
- klinikach prywatnych i placówkach szpitalnych,
- pracowniach diagnostycznych, jako stół pod zestawy narzędzi.

Jego konstrukcja wspiera ergonomię pracy, redukuje czas przygotowania narzędzi i pozwala na zachowanie pełnej sterylności w strefie operacyjnej.

Cechy i parametry techniczne

Materiały i wykonanie

- Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) - wysoka odporność na korozję, środki dezynfekcyjne i intensywną eksploatację.
- Półka z pogłębieniem - stabilna powierzchnia dla narzędzi, ograniczająca ich przemieszczanie.
- Solidny stelaż - z profilu kwadratowego 25x25 mm, z uchwytami prowadzącymi skierowanymi ku górze.
- Ochronne odboje - zmniejszają ryzyko uszkodzeń ścian oraz aparatury.

Mobilność

- Koła 100 mm, w tym dwa z blokadą – płynne przemieszczanie stolika nawet z pełnym obciążeniem.

Wymiary standardowe

- Wymiary stolika (bez wyposażenia opcjonalnego): 570 × 550 × 900 mm
- Wymiary półki: 450 × 500 mm
- Powierzchnia użytkowa półki: 400 × 450 mm

Konfiguracja szerokości półek

Dostępne szerokości półek:

- 450, 500, 550, 600 mm

Uwaga: większa szerokość półki wpływa na całkowite wymiary stolika oraz cenę.

Najważniejsze zalety

- Higiena na poziomie bloku operacyjnego – gładkie powierzchnie ze stali kwasoodpornej ułatwiają dezynfekcję.
- Stabilność i bezpieczeństwo – masywna konstrukcja odporna na wstrząsy i częstą eksploatację.
- Ergonomiczne przechowywanie narzędzi – trzy półki i pogłębiona powierzchnia robocza.
- Mobilność w każdych warunkach – wysokiej klasy koła z blokadą.
- Możliwość dopasowania – kilka wariantów szerokości półki.
- Wieloletnia trwałość – konstrukcja odporna na korozję, detergenty oraz intensywną eksploatację kliniczną.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy stół nadaje się do stosowania w środowisku sterylnym?

Tak. Stal kwasoodporna 0H18N9 spełnia wymogi higieniczne bloków operacyjnych i jest odporna na wszystkie standardowe środki dezynfekcyjne.

Czy mogę zamówić stół o innej szerokości półek?

Tak, dostępne są cztery warianty: 450, 500, 550 lub 600 mm.

Czy koła posiadają blokadę?

Tak, dwa z czterech kół wyposażono w blokadę, co zapewnia stabilność podczas pracy.

Czy stół wymaga montażu?

Standardowo dostarczany jest w formie gotowej do użycia lub z minimalnym montażem (zależnie od wersji produkcyjnej).

Czy nadaje się do dużych obciążeń?

Tak, stalowy stelaż i wzmocnione półki zapewniają wysoką nośność i odporność konstrukcji.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**