

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-kosmetyczny-p-2509.html>



Stolik zabiegowy kosmetyczny

Cena brutto	3 950,00 zł
Cena netto	3 657,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(1)P-45-ST-00 00-K8.3-W

Opis produktu

Zanurz się w komfort i funkcjonalność z naszym Stolikiem Zabiegowym Kosmetycznym, zaprojektowanym z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowania. Nasz stół to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych gabinetów kosmetycznych, spa oraz salonów urody, oferując niezrównane możliwości organizacji i przechowywania.

Wyjątkowy w swoim rodzaju, nasz Stolik Zabiegowy Kosmetyczny jest wyposażony w wiele praktycznych elementów, zapewniając kompleksową funkcjonalność. Posiada on:

- 1 szufladę o wysokości frontu 130 mm, zapewniającą miejsce na przechowywanie drobnych akcesoriów i narzędzi,
- 1 półkę o wymiarach 450x500 mm, z wystarczającą przestrzenią dla większych przedmiotów i kosmetyków,
- 1 koszyk na akcesoria stalowy, lakierowany proszkowo, o wymiarach 360x160x150 mm, umożliwiający segregację i łatwy dostęp do najczęściej używanych artykułów,
- 1 stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS, zapewniający higieniczne i dyskretne utylizowanie odpadków,
- 1 uchylną miskę ze stali nierdzewnej o średnicy 220 mm i pojemności 2,5 litra, doskonałą do wygodnego zbierania używanych narzędzi i akcesoriów.

Nasz Stolik Zabiegowy Kosmetyczny został starannie wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniając trwałość i stabilność w codziennym użytkowaniu. Jego cechy konstrukcyjne obejmują:

- Stelaż z wytrzymałego stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, pokrytego proszkowym lakierem, co zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia,
- Półka oraz szuflada wykonane ze stalowych elementów, również lakierowanych proszkowo, gwarantujących łatwe utrzymanie czystości oraz odporność na korozję,
- Mobilne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, umożliwiające łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność w trakcie zabiegów,
- Elementy dekoracyjne, takie jak front szuflady i stelaż, również pokryte proszkowym lakierem, dostępne w różnorodnej paletce kolorystycznej RAL, co pozwala dopasować stół do indywidualnych preferencji estetycznych.

Oferujemy również opcję dostosowania szerokości półki według potrzeb klienta, umożliwiając personalizację stolika do konkretnej przestrzeni użytkowej i preferencji estetycznych. Wymiary standardowe stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x900 mm.

Naszym celem jest zapewnienie doskonałej jakości i funkcjonalności naszych produktów, dlatego nasz Stolik Zabiegowy Kosmetyczny to nie tylko mebel, ale również narzędzie do efektywnej pracy i profesjonalnej obsługi klienta w każdym gabinecie kosmetycznym czy salonie urody.

Stolik zabiegowy kosmetyczny, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- wymiary półki: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- wymiary szuflady: 450x500x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiary szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary