

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-medyczny-p-1941.html>



Stolik zabiegowy medyczny

Cena brutto	4 683,00 zł
Cena netto	4 336,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-3P-110-KO-0-K 8.6-W

Opis produktu

Stolik zabiegowy medyczny - profesjonalne wyposażenie gabinetów i sal zabiegowych

Profesjonalny stolik zabiegowy medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 to rozwiązanie stworzone z myślą o placówkach, które wymagają najwyższej niezawodności, higieny i ergonomii pracy. Jego konstrukcja zapewnia stabilność podczas procedur, a przemyślane detale ułatwiają organizację narzędzi oraz zachowanie sterylnych warunków.

Stolik o wymiarach 1220 × 550 × 900 mm oferuje dużą powierzchnię roboczą, jednocześnie pozostając mobilnym, lekkim w prowadzeniu i łatwym w dezynfekcji. Doskonale sprawdzi się w gabinetach zabiegowych, dermatologicznych, chirurgicznych, a także w gabinetach stomatologicznych, punktach pobrań i na blokach operacyjnych.

1. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Rama stolika została wykonana z odpornej na korozję stali gatunku 0H18N9, stosowanej w sprzęcie medycznym oraz urządzeniach laboratoryjnych. Dzięki temu stolik zapewnia:

- doskonałą odporność na środki dezynfekcyjne,
- trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu,
- pełną zgodność z wymaganiami higienicznymi służby zdrowia.

2. Półka z pogłębieniem ułatwiająca organizację pracy

Wyprofilowana półka o wymiarach 1100 × 500 mm została wyposażona w delikatne pogłębienie, które zapobiega przesuwaniu się instrumentów podczas zabiegów — szczególnie przy pracy z płynami lub narzędziami drobnymi.

Powierzchnia użytkowa 1050 × 450 mm zapewnia wystarczająco dużo miejsca na:

- instrumentarium zabiegowe,
- drobny sprzęt medyczny,
- materiały jałowe,
- pojemniki i akcesoria jednorazowe.

3. Stabilny stelaż z szynami instrumentalnymi

Stelaż wykonany z profilu kwadratowego 25 × 25 mm tworzy sztywną i bezpieczną ramę. W standardzie zastosowano:

- szyny instrumentalne – umożliwiają montaż dodatkowych akcesoriów,
- uchwyty skierowane ku górze, ułatwiające prowadzenie narzędzi,
- pokrywę uchylną z ABS, zwiększającą higienę i wygodę pracy.

Takie rozwiązania pozwalają na szybkie dostosowanie stolika do specyfiki wykonywanych zabiegów.

4. Mobilność i bezpieczeństwo dzięki kołom 100 mm

Stolik zabiegowy wyposażono w koła 100 mm umieszczone w wytrzymałych obudowach z tworzywa. Dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia:

- stabilność podczas precyzyjnych zabiegów,
- łatwość manewrowania między stanowiskami,
- płynność ruchu także na powierzchniach szpitalnych i gabinetowych.

5. Zastosowanie stolika zabiegowego

Produkt rekomendowany jest do:

- gabinetów zabiegowych i chirurgii jednego dnia,
- gabinetów dermatologicznych i medycyny estetycznej,
- punktów pobrań i ambulatoriów,
- gabinetów stomatologicznych,
- pracowni zabiegowych w szpitalach,
- placówek prywatnych i publicznych.

Dane techniczne

Wymiary stolika 1220 × 550 × 900 mm

Wymiary półki 1100 × 500 mm

Powierzchnia użytkowa półki 1050 × 450 mm

Materiał konstrukcji stal kwasoodporna 0H18N9

Profil stelaża 25 × 25 mm

Koła 100 mm (2 z blokadą)

Pokrywa uchylna, tworzywo ABS

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy stół można łatwo dezynfekować?

Tak. Stal kwasoodporna 0H18N9 jest odporna na alkohol, środki chlorowe i preparaty medyczne.

Czy koła nadają się do intensywnej eksploatacji?

Koła 100 mm są bardzo wytrzymałe i zapewniają płynne prowadzenie również przy dużym obciążeniu.

Czy można zamontować dodatkowe akcesoria?

Tak, dzięki szynom instrumentalnym stół jest kompatybilny z wieloma uchwytami i rozszerzeniami.

Do jakich zabiegów stół sprawdzi się najlepiej?

Do zabiegów dermatochirurgicznych, stomatologicznych, pielęgnarskich, w medycynie estetycznej i chirurgii jednego dnia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**