

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-medyczny-p-1994.html>

Stolik zabiegowy medyczny



Cena brutto	1 880,00 zł
Cena netto	1 740,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BK(90)Q-66-ST-K5

Opis produktu

Stolik zabiegowy medyczny to doskonale zaprojektowane narzędzie, które spełni wszelkie wymagania podczas wykonywania różnorodnych zabiegów medycznych. Jego precyzyjne parametry zapewniają nie tylko funkcjonalność, ale również wygodę i bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów.

Stelaż tego stolika wykonany został z połączenia aluminium i stali, które zostały lakierowane proszkowo na biało. Dzięki temu uzyskano solidną, trwałą konstrukcję, a także estetyczny wygląd. Wewnątrz stelaża znajdują się kanały montażowe, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek. Co istotne, montaż dodatkowego wyposażenia jest niezwykle łatwy, ponieważ wymaga jedynie zastosowania elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Stolik został wyposażony w koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanych obudowach stalowych. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas używania stolika. Dodatkowo, zintegrowane uchwyty z pręta o średnicy 8 mm pozwalają na łatwe prowadzenie stolika.

Błat stolika wykonany został ze stali kwasoodpornej o wysokim gatunku, konkretnie z gatunku 0H18N9. Ten materiał jest odporny na działanie substancji chemicznych oraz cechuje się wyjątkową trwałością. Błat jest montowany na stałe do stelaża, a jego specjalnie podniesiony rant zapobiega przypadkowemu przemieszczaniu się przedmiotów.

Dodatkowym elementem stolika jest półka koszowa, wykonana z lakierowanej proszkowo białej stali. Jest to idealne rozwiązanie do przechowywania niezbędnych narzędzi i materiałów w zasięgu ręki personelu medycznego. Półka ma wymiary 655x405x90 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania.

W zestawie znajdują się również dwie kuwety wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm. Kuwety te doskonale sprawdzają się do zabezpieczania wydzielanych substancji lub do przechowywania małych narzędzi podczas zabiegów medycznych.

Całkowite wymiary stolika to 770x430x880 mm. Błat górny ma wymiary 705x415x20 mm, półka koszowa 655x405x90 mm, a kuwety mają wymiary 395x325x65 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Ten stolik zabiegowy medyczny stanowi niezbędne wyposażenie każdego gabinetu medycznego. Dzięki swojej funkcjonalności, trwałości i łatwości montażu dodatkowego wyposażenia, ten stolik zapewni profesjonalne i bezpieczne warunki podczas wykonywania zabiegów medycznych.

Stolik zabiegowy medyczny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**