

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-metalowy-szm-01-p-590.html>



Stolik zabiegowy metalowy Szm-01

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SZM-01

Opis produktu

Odkryj niezawodność i funkcjonalność naszych metalowych stolików zabiegowych, dedykowanych zarówno gabinetom lekarskim, jak i salonom kosmetycznym. Nasze stoliki zabiegowe medyczne, wykonane z trwałej stali, stanowią niezbędne wyposażenie dla profesjonalistów pracujących w szpitalach, przychodniach oraz gabinetach prywatnych.

Zapewniając kompleksową organizację przestrzeni pracy, nasze mobilne stoliki umożliwiają nie tylko skuteczne przygotowanie narzędzi i środków do zabiegu, ale także sprawną mobilność, nawet przy pełnym obciążeniu. Idealne dla lekarzy, kosmetyczek, czy kosmetyków, nasze stoliki zabiegowe są dostosowane do specyfiki zarówno medycyny, jak i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.

Stawiając na malowanie proszkowe stelażu stolika SZM-01, gwarantujemy nie tylko estetyczny wygląd, ale także antykorozyjność oraz odporność na substancje chemiczne używane w trakcie zabiegów. Nasze stoliki medyczne są nie tylko praktyczne, lecz również bezpieczne dla środowiska i zdrowia.

Nasza oferta obejmuje stoliki zabiegowe na zamówienie, pozwalając dostosować je do indywidualnych potrzeb. Z praktycznymi kółkami jezdnymi, w tym hamulcowymi, oraz trzema opcjami blatów – metalowymi półkami, hartowanym szkłem o grubości 6 mm lub chromoniklowymi – oferujemy elastyczność i personalizację.

Profesjonalny stolik zabiegowy o wysokości 80 cm i szerokości 78 cm to nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka, której poszukujesz w swoim gabinecie. Realizujemy zamówienia w imponującym czasie od 2 do 3 tygodni, zapewniając szybką dostawę dostosowaną do Twoich potrzeb. Daj swojej przestrzeni zabiegowej solidne i stylowe wsparcie – wybierz nasze metalowe stoliki zabiegowe.

Stolik zabiegowy metalowy, dane techniczne:

- Szerokość 78 cm
- Głębokość 45 cm
- Wysokość 80 cm
- Masa własna z półkami metalowymi 16,5 kg
- Masa własna z półkami szklanymi 20 kg
- Maksymalne obciążenie na półkę 15 kg

-
- Półki metalowe w standardzie
 - Półki szklane za dopłatą
 - Półki chromoniklowe za dopłatą
 - Kółka jezdne z hamulcem w standardzie

Dodatkowe opcje za dopłatą:

- **półki szklane o grubości 6mm**
- **półki chromoniklowe**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża WS: biały 9003 , 9006

Rodzaj półek: Półki metalowe , Półki szklane (+ 330,00 zł), Półki chromoniklowe (+ 500,00 zł)