

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-na-blok-operacyjny-p-2506.html>



Stolik zabiegowy na blok operacyjny

Cena brutto	6 186,00 zł
Cena netto	5 727,78 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(2)P-45-KO-00 00-K8.6-W

Opis produktu

Stolik zabiegowy na blok operacyjny to niezbędny element wyposażenia dla każdej placówki medycznej, zapewniający nie tylko funkcjonalność, ale także wysoką jakość oraz trwałość. Ten konkretny model został zaprojektowany z myślą o potrzebach personelu medycznego, zapewniając nie tylko efektywność w pracy, ale także bezpieczeństwo pacjentów.

Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, stolik ten zapewnia nie tylko solidność, ale także łatwość w utrzymaniu czystości oraz higieny. Posiada 1 szafkę z 2 szufladami o wysokości frontu 2x130mm, co ułatwia organizację i przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów podczas zabiegów. Dodatkowo, 2 półki nadblatowe oraz 1 stelaż z półką i koszykiem na akcesoria oraz odpady zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania potrzebnego wyposażenia.

Stelaż został wykonany z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, co sprawia, że konstrukcja jest nie tylko stabilna, ale także wytrzymała. Wyposażony w odboje oraz mobilne koła o średnicy 100 mm, z możliwością blokady, stolik ten zapewnia łatwą mobilność oraz stabilność podczas przemieszczania.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 570x550x900 mm, jednakże istnieje możliwość dostosowania szerokości półki do potrzeb klienta, z wyboru spośród 450, 500, 550, 600 mm, co ma wpływ na całkowite wymiary stolika oraz jego cenę. Dzięki temu stolik zabiegowy na blok operacyjny jest nie tylko funkcjonalny, ale także elastyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb placówki medycznej.

Stolik zabiegowy na blok operacyjny, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- wymiary półki: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- wymiary szafki: 450x500x284 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiar szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i

cenę)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**