

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-na-narzedzia-chirurgiczne-p-2508.html>



Stolik zabiegowy na narzędzia chirurgiczne

Cena brutto	3 172,00 zł
Cena netto	2 937,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(1)P-45-ST-000-K8.3

Opis produktu

Stolik Zabiegowy na Narzędzia Chirurgiczne z Szufladą i Półką

Zapewnij sobie niezawodność i funkcjonalność w każdym zabiegu chirurgicznym dzięki naszemu stolikowi zabiegowemu na narzędzia chirurgiczne, zaprojektowanemu z myślą o profesjonalnych potrzebach medycznych.

Cechy Produktu:

Solidna Konstrukcja: Stelaż wykonany ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, gwarantujący niezawodną stabilność i wytrzymałość nawet podczas intensywnego użytkowania.

Funkcjonalność w Szczegółach: Wyposażony w 1 szufladę o wysokości frontu 130mm oraz 1 półkę o wymiarach 450x500mm, zapewniając organizację narzędzi i akcesoriów chirurgicznych w sposób optymalny.

Mobilność i Łatwość Manewrowania: Wyposażony w wysoce mobilne koła o średnicy 100mm, z dwoma z nich z blokadą, umożliwiającymi płynne przemieszczanie się stolika po sali operacyjnej oraz stabilne pozycjonowanie w wybranej lokalizacji.

Estetyczny Wygląd: front szuflady ozdobiony jest lakierem proszkowym, dostępnym w różnorodnej palecie kolorów wg palety RAL, co pozwala dopasować stół do indywidualnych preferencji estetycznych.

Przemyślane Wymiary: Stolik ma wymiary 570x550x900mm bez wyposażenia opcjonalnego, z możliwością wyboru szerokości półki spośród 450, 500, 550, 600mm, co pozwala dostosować go do specyficznych wymagań przestrzennych i funkcjonalnych.

Specyfikacja Techniczna:

- Wymiary półki: 450x500mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450mm
- Wymiary szuflady: 450x500x155mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Zastosowanie:

Stolik zabiegowy na narzędzia chirurgiczne jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, klinik, szpitali oraz gabinetów chirurgicznych, zapewniając optymalne warunki pracy dla personelu medycznego oraz bezpieczeństwo i komfort dla pacjentów.

Nasz stół zabiegowy na narzędzia chirurgiczne to niezbędny element wyposażenia dla każdej profesjonalnej placówki medycznej, oferujący nie tylko solidność i funkcjonalność, ale także estetyczny wygląd i elastyczność dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannemu wykonaniu, nasz stół zapewni niezawodne wsparcie w codziennej pracy medycznej.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035