

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-na-oddzial-pediatryczny-p-2504.html>



Stolik zabiegowy na oddział pediatryczny

Cena brutto	5 225,00 zł
Cena netto	4 837,96 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-PS(3)-45-KO-0000-K8.6-W

Opis produktu

Stolik zabiegowy pediatryczny z szafką i półką

Stolik zabiegowy pediatryczny to nieodzowny element wyposażenia oddziałów pediatrycznych, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej funkcjonalności i trwałości. Jego solidna konstrukcja oraz innowacyjne rozwiązania sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy personelu medycznego.

Cechy produktu:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9: Całość stolika wykonana jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję, a także ułatwia utrzymanie czystości.

Półka o wymiarach 450x500 mm: Przestronna półka zapewniająca miejsce na niezbędny sprzęt i przybory medyczne. Jej wymiary to 450x500 mm, a powierzchnia użytkowa to 400x450 mm, co pozwala na swobodne manipulowanie potrzebnymi przedmiotami.

Szafka z trzema szufladami: Wygodna szafka wyposażona w trzy szuflady o wysokości frontu 130 mm każda. Fronty szuflad lakierowane są na kolor z palety RAL, dodając estetyki i możliwości dopasowania do wystroju pomieszczenia.

Materiał wygłuszający i antywibracyjny: Korpus szafki został wyposażony w materiał wygłuszający, który nie tylko absorbuje dźwięki, ale także minimalizuje wibracje, co jest kluczowe w precyzyjnych zabiegach medycznych.

Stelaż stabilny i mobilny: Stelaż wykonany z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, wyposażony jest w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, z dwoma z nich posiadającymi blokadę, co umożliwia łatwe przemieszczanie stolika oraz jego stabilne pozycjonowanie.

Wymiary:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- Wymiary półki: 450x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- Wymiary szafki: 450x500x413 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (szerokość półki wpływa na całkowite wymiary stolika i cenę)

Stolik zabiegowy pediatryczny to nie tylko funkcjonalne narzędzie pracy, ale również gwarancja komfortu i bezpieczeństwa

zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Dzięki starannemu wykonaniu i wysokiej jakości materiałom, ten stół będzie niezawodnym towarzyszem w codziennych zabiegach medycznych na oddziałach pediatrycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary