

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-na-oddzialy-szpitalne-p-2520.html>



Stolik zabiegowy na oddziały szpitalne

Cena brutto	2 950,00 zł
Cena netto	2 731,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-2P-110-ST-000 0-K8.3

Opis produktu

Stolik zabiegowy na oddziały szpitalne o wymiarach 1220x550x900 mm, zapewniający wygodę i funkcjonalność podczas codziennych procedur medycznych.

Wykonany z solidnego stelaża ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, lakierowanego proszkowo na biało, zapewnia trwałość i łatwość utrzymania czystości. Posiada dwie półki o wymiarach 1100x500 mm, z pogłębieniem na bezpieczne przechowywanie narzędzi. Stelaż wyposażony w szyny instrumentalne oraz uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze, gwarantujące stabilność podczas użytkowania. Dodatkowo, wyposażony w odboje oraz wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm z blokadą, zapewniające łatwe przemieszczanie i stabilność w każdym miejscu.

Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL dodają estetyki i elegancji. To doskonały wybór dla placówek medycznych, które stawiają na jakość i funkcjonalność swojego wyposażenia.

Stolik zabiegowy na oddziały szpitalne, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900 mm
- wymiary półki: 1100x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 1050x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary