

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-na-sale-operacyjne-p-2913.html>

Stolik zabiegowy na sale operacyjne

Numer katalogowy

SM-KTS-LABO



Opis produktu

Stolik zabiegowy na sale operacyjne

Stolik zabiegowy przeznaczony jest do przewożenia materiałów sterylnych, narzędzi, leków i innych przyrządów w szpitalach, w gabinetach zabiegowych i laboratoriach. Stolik został wykonany ze stali nierdzewnej, a jego blat stolika przyłóżkowego jest stały, zagłębiony, podnoszony przy pomocy dźwigni nożnej. Blat posiada specjalnie profilowany rant powierzchni roboczej, który zapobiega zsuwaniu się leżących na nim przedmiotów. Stolik posiada koła o średnicy 100 mm z hamulcem.

Cechy produktu:

- do przewożenia materiałów sterylnych, narzędzi, leków i innych przyrządów
- do szpitali, gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych oraz laboratorii
- ze stali nierdzewnej
- stały blat, zagłębiony
- blat podnoszony za pomocą dźwigni nożnej
- profilowany rant
- koła o śr 100mm
- koła z hamulcem
- z 8% VAT
- produkowany w Polsce

Dane techniczne:

Podstawa – kształt litery T (szer. x dł.), mm	450 x 750
Wysokość blatu (min. x max.), mm	902 x 1302
Wymiary blatu (szer. x dł. x gł.), mm	445 x 745 x 25
Wymiary blatu w środku (szer. x dł.), mm	401 x 701
Maksymalne dopuszczalne obciążenie (wewnątrz), kg	15
Waga stolika, kg	24,5

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.