

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-na-sprzet-medyczny-p-2523.html>



Stolik zabiegowy na sprzęt medyczny

Cena brutto	4 490,00 zł
Cena netto	4 157,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-P(S(1)L)2P-110-ST-0000-K8.3

Opis produktu

Znajdź idealne rozwiązanie dla organizacji sprzętu medycznego dzięki stolikowi zabiegowemu wyposażonemu w trzy półki o wymiarach 1100x500mm oraz praktyczną szufladę.

Stelaż wykonany jest ze stalowego giętego profilu kwadratowego, zapewniając stabilność i trwałość. Dodatkowo, stelaż wyposażony jest w uchwyty do prowadzenia oraz wysoce mobilne koła z blokadą, gwarantujące łatwe przemieszczanie się stolika po potrzebnych obszarach. Półka i szuflada wykonane są ze stali, lakierowanej proszkowo na biało, zapewniając elegancki wygląd oraz łatwą konserwację. Dzięki elementom dekoracyjnym, stolik harmonijnie wpisuje się w każde otoczenie medyczne. Zaprojektowany z myślą o efektywnej pracy, stolik oferuje komfortową powierzchnię użytkową zarówno na półkach, jak i w szufladzie. Dostępne wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 1220x550x900mm, a półki mają wymiary 1100x500mm.

Idealny wybór dla profesjonalnych placówek medycznych, zapewniający organizację i efektywność w codziennej pracy.

Stolik zabiegowy na sprzęt medyczny, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900mm
- wymiary półki: 1100x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 1050x450 mm
- wymiary szuflady: 450x500x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały, RAL 9001-kremowy, RAL 1013, RAL 1015, RAL 1018, RAL 3015, RAL 3000, RAL 1034, RAL 2008, RAL 5021, RAL 6033, RAL 6027, RAL 6019, RAL 6018, RAL 5012, RAL 5017, RAL 5002, RAL 9006, RAL 7035

Kolor frontu: RAL 9003-biały, RAL 9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary

