

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-dwie-szuflady-p-2265.html>



Stolik zabiegowy - dwie szuflady

Cena brutto	4 309,00 zł
Cena netto	3 989,81 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-01/F (KO)
Kod producenta	STKO-02-S(2)P-45-KO-00 00-K8.6

Opis produktu

Stolik zabiegowy z wysokiej jakości stali kwasoodpornej

Oferujemy stolik zabiegowy zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i funkcjonalności podczas codziennych procedur medycznych. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości, nasz stolik zapewnia trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Funkcjonalny design:

Stolik wyposażony jest w dwie szuflady zapewniając wystarczającą przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych. Wysokość frontu szuflady (130mm) pozwala na łatwy dostęp do ich zawartości, co zwiększa efektywność pracy personelu medycznego.

Solidna konstrukcja:

Stelaż stolika wykonany jest z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, co zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Szyny instrumentalne oraz uchwyty do prowadzenia umożliwiają precyzyjne manipulowanie sprzętem podczas zabiegów.

Mobilność i elastyczność:

Stolik wyposażony jest w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, z których dwa posiadają blokadę, co umożliwia łatwe przemieszczanie stolika oraz jego stabilne pozycjonowanie w wybranej lokalizacji.

Specyfikacje techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- Wymiary półki: 450x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- Wymiary szafki: 450x500x284 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiary szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Nasz stolik zabiegowy to niezawodne narzędzie, które podniesie komfort pracy personelu medycznego oraz zapewni optymalne warunki do przeprowadzania różnorodnych procedur zabiegowych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**