

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-ze-stali-kwasoodpornej-p-1939.html>



Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	4 070,00 zł
Cena netto	3 768,52 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02/E (KO)
Kod producenta	STKO-02-PD-45-KO-0000 -K8.6

Opis produktu

Zaprezentuj swoją placówkę medyczną lub gabinet kosmetyczny w najwyższym stylu dzięki naszemu wyjątkowemu stolikowi zabiegowemu ze stali kwasoodpornej. To arcydzieło wykonane w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej gat. 0H18N9 to nie tylko element wyposażenia, ale także wyraz luksusu i precyzji.

Półka o wymiarach 450x500 mm to nie tylko eleganckie rozwiązanie, ale także funkcjonalne i przemyślane miejsce do przechowywania niezbędnych narzędzi i produktów. Jej wierzchnia część korpusu szafki z drzwiczkami została starannie zaprojektowana z pogłębieniem, co dodaje nie tylko estetyki, ale także ułatwia codzienne użytkowanie.

Szafka z drzwiczkami o wymiarach 450x500x413 mm to idealne miejsce na przechowywanie kosmetyków, narzędzi czy innych niezbędnych akcesoriów. Wyposażona w solidny zamek, zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów, a anodowany uchwyt umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie.

Solidny stelaż wykonany z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm to nie tylko element stabilnej konstrukcji, ale także estetyczny akcent. Wyposażony w szyny instrumentalne i uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze, stanowi niezastąpione narzędzie podczas różnego rodzaju zabiegów.

Dodatkowo, stelaż został wyposażony w odboje, które chronią stół przed uszkodzeniami, oraz wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm. Dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność podczas zabiegów. Obojętnie czy przemieszczasz stół po placówce czy go blokujesz w jednym miejscu - nasz stół spełni Twoje oczekiwania.

Wymiary stoika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x900 mm. Pamiętaj, że dostępne szerokości półki to 450, 500, 550, 600 mm, co wpływa zarówno na całkowite wymiary stoika, jak i cenę. Wybierz szerokość, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, a nasz stół zabiegowy stanie się nieodłącznym elementem Twojej przestrzeni pracy, podnosząc jej prestiż i funkcjonalność.

Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary stoika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 450x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szafki z drzwiczkami: 450x500x413 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

