

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-stomatologiczny-p-2507.html>



Stolik zabiegowy stomatologiczny

Cena brutto	2 787,00 zł
Cena netto	2 580,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-3P-45-ST-0000-K8.3

Opis produktu

Stolik Zabiegowy Stomatologiczny 3xPółka 450x500mm

Nasza oferta obejmuje innowacyjny stolik zabiegowy stomatologiczny, zaprojektowany z myślą o profesjonalistach medycznych, którzy cenią sobie jakość, funkcjonalność i trwałość. Oferowany stolik wyróżnia się doskonałym wykonaniem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami, które umożliwiają sprawną i wygodną pracę.

Wykonanie: Stolik został wykonany z wysokiej jakości stali, z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, co gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Stelaż został dodatkowo lakierowany proszkowo, co zabezpiecza go przed korozją i zapewnia estetyczny wygląd. Szyny instrumentalne oraz uchwyty do prowadzenia, skierowane ku górze, są integralną częścią konstrukcji, zapewniając ergonomiczne warunki pracy. Dodatkowo stelaż wyposażony został w odboje oraz wysoko mobilne koła z blokadą, co zapewnia łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność w trakcie zabiegów.

Półka wykonana jest z trwałej stali, również lakierowanej proszkowo na biało, co zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz estetyczny wygląd. Pogłębienie półki umożliwia bezpieczne przechowywanie i transportowanie niezbędnych narzędzi oraz materiałów.

Elementy Dekoracyjne: Stelaż został dodatkowo ozdobiony elementami dekoracyjnymi, które również zostały lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, umożliwiając dopasowanie do indywidualnych preferencji estetycznych.

Wymiary: Stolik bez wyposażenia opcjonalnego ma wymiary 570x550x900 mm, natomiast półka ma wymiary 450x500 mm. Powierzchnia użytkowa półki to 400x450 mm. Dostępne są różne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm, przy czym szerokość półki ma wpływ na całkowite wymiary stolika oraz cenę.

Nasz stolik zabiegowy stomatologiczny to doskonałe rozwiązanie dla gabinetów stomatologicznych, zapewniając nie tylko funkcjonalność i trwałość, ale także estetyczny wygląd i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dane techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- wymiary półki: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiar szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary