

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-stomatologiczny-stko-01-c-p-1936.html>



Stolik zabiegowy stomatologiczny STKO-01-C

Cena brutto	4 955,00 zł
Cena netto	4 587,96 zł
Cena poprzednia	5 015,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-PS(3)-45-KO-00 00-K8

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy stolik zabiegowy stomatologiczny STKO-01-C, który redefiniuje standardy komfortu i funkcjonalności w środowisku gabinetu stomatologicznego. Stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują najwyższej jakości, ten stolik łączy w sobie nowoczesny design z solidnością wykonania.

Stolik wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości gatunku 0H18N9, co gwarantuje nie tylko elegancję, ale również trwałość na lata. Półka o imponujących wymiarach 450x500 mm dostarcza wystarczająco dużo miejsca na niezbędny sprzęt, jednocześnie podkreślając funkcjonalność stolika.

Wierzchnia część korpusu szafki z trzema solidnymi szufladami (o wysokości frontu 3x130 mm) z pogłębieniem to idealne miejsce na przechowywanie drobiazgów niezbędnych w codziennej praktyce. Uchwyty szuflad anodowane dodają nie tylko elegancji, ale także zapewniają wygodny dostęp do zawartości.

Nasza innowacyjna konstrukcja to nie tylko estetyka, ale także funkcjonalność. Korpus szafki został wyposażony w materiał wygłuszający, który nie tylko redukuje dźwięki, ale również nie absorbuje wilgoci, zapewniając trwałość i higienę. Dodatkowo, minimalizuje wibracje, co jest kluczowe w precyzyjnych zabiegach stomatologicznych.

Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnymi oraz uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowi fundament stabilnej konstrukcji. Odboje oraz wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, gwarantują łatwe manewrowanie i pełną kontrolę nad stolikiem.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x900 mm, jednak dostępne różne szerokości półki (450, 500, 550, 600 mm) pozwalają dostosować stolik do indywidualnych potrzeb, wpływając jednocześnie na jego całkowite wymiary i cenę. Wybierając nasz stolik zabiegowy STKO-01-C, inwestujesz w perfekcję i niezawodność, której oczekujesz od sprzętu stomatologicznego najwyższej klasy.

Stolik zabiegowy stomatologiczny STKO-01-C, dane techniczne;

- wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- wymiary blatu: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x450 mm
- wymiary szafki: 450x500x413 mm

-
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm
 - [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**