

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-stz-01-p-1701.html>

Stolik Zabiegowy STZ-01



Cena brutto	850,00 zł
Cena netto	787,04 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-STZ-01

Opis produktu

Odkryj wyjątkowy Stolik Zabiegowy - doskonałe rozwiązanie do transportu narzędzi, leków i przyrządów w szpitalach, laboratoriach i gabinetach zabiegowych. Nasz stolik, wykonany z trwałej stali pokrytej lakierem proszkowym, to nie tylko solidna konstrukcja, ale także praktyczne rozwiązanie dla profesjonalistów medycznych.

Zaopatrzony w mobilność dzięki kółkom jezdnym z hamulcem, ten stolik zapewnia łatwy przewóz na krótkie dystanse. Dwie szklane półki o wymiarach 70 x 45 cm każda oraz miska z tworzywa dostarczają wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie i transportowanie niezbędnych materiałów. Dzięki ergonomicznym wymiarom - 86 cm długości, 44 cm szerokości i 95 cm wysokości, oraz niewielkiej wadze 15 kg, Stolik Zabiegowy jest zarówno praktyczny, jak i łatwy w obsłudze.

Nie zapomnij o maksymalnym obciążeniu 15 kg na każdą półkę, co sprawia, że nasz stolik jest nie tylko funkcjonalny, ale również bezpieczny. Wybierz Stolik Zabiegowy, który spełni Twoje oczekiwania podczas codziennych prac medycznych, gwarantując nie tylko efektywność, ale także trwałość i wygodę użytkowania.

Dane techniczne:

- długość: 86 cm
- szerokość: 44 cm
- wysokość: 95 cm
- waga: 15 kg
- wymiary półki górnej: 70 x 45 cm
- wymiary półki dolnej: 70 x 45 cm
- dopuszczalne obciążenie (na półkę): 15 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**