

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-sz-01st-p-2104.html>

Stolik zabiegowy SZ-01ST



Cena brutto	1 670,00 zł
Cena netto	1 546,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SZ-01-ST

Opis produktu

Stolik zabiegowy SZ-01ST to niezastąpione narzędzie w każdym profesjonalnym gabinecie. Zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności, oferuje doskonałe rozwiązania dla specjalistów medycznych. Wyposażony w dwie półki oraz dwie uchylne miski o imponującej średnicy 220 mm każda i pojemności 2,5 litra, ten stolik zapewnia niezbędną przestrzeń do przechowywania i wykonywania zabiegów.

Wykonany z najwyższej jakości materiałów, stelaż z rurek stalowych o średnicy 20 mm został lakierowany proszkowo na elegancki biały kolor, co nie tylko nadaje mu estetyczny wygląd, ale także gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Dodatkowo wyposażony w koła o średnicy 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, z których dwa posiadają blokadę, zapewniają łatwe przemieszczanie się stolika oraz stabilność podczas pracy.

Półka górna wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 oraz uchylne miski ze stali nierdzewnej stanowią idealne rozwiązanie do przechowywania narzędzi i materiałów medycznych, zapewniając jednocześnie łatwą pielęgnację i utrzymanie czystości.

Z wymiarami 740x430x810 mm oraz odpowiednio przemyślanym rozmieszczeniem półek (700x425 mm każda), ten stolik zapewnia maksymalną funkcjonalność przy minimalnym zajmowanym miejscu. To niezawodne narzędzie, które sprawdzi się doskonale w każdym profesjonalnym środowisku medycznym.

Stolik zabiegowy SZ-01ST, dane techniczne;

- Wymiary: 740x430x810 mm
- Wymiary półki górnej: 700x425 mm
- Wymiary półki dolnej: 700x425 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**