

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-sz-02ko-p-2107.html>

Stolik zabiegowy SZ-02KO



Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 666,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SZ-02KO

Opis produktu

Stolik zabiegowy SZ-02KO to solidne rozwiązanie dla profesjonalnych placówek medycznych i salonów kosmetycznych. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, gwarantuje trwałość i higienę w każdym zastosowaniu.

Jego stelaż z rurek stalowych o średnicy 20 mm jest wyposażony w wygodne koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich z blokadą, zapewniając stabilność i łatwość przemieszczania. Stolik posiada również praktyczne uchwyty do prowadzenia, co ułatwia jego manipulację. Zastosowany prosty blat oraz półka zapewniają wystarczającą przestrzeń do przeprowadzania różnorodnych zabiegów, a uchylna miska ze stali nierdzewnej ułatwia utrzymanie czystości i higieny. Odpowiednie wymiary - 740x430x810 mm - sprawiają, że stolik doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie, zapewniając zarówno funkcjonalność, jak i elegancki wygląd.

Stolik zabiegowy SZ-02KO, dane techniczne;

- Wymiary: 740x430x810 mm
- Wymiary blatu górnego: 730x425 mm
- Wymiary półki dolnej: 700x425 mm[szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**