

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-weterynaryjny-p-1942.html>



Stolik zabiegowy weterynaryjny

Cena brutto	5 610,00 zł
Cena netto	5 194,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-STKO-04/B (KO)

Opis produktu

Zapraszamy do świata nowoczesnej weterynarii z naszym wyjątkowym Stolikiem Zabiegowym Weterynaryjnym 3xpółka 1100x500mm. To niezawodne i solidne narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów.

Solidna Konstrukcja: Stolik został zbudowany w całości z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale również łatwość utrzymania w czystości. Półka została dodatkowo wyposażona w pogłębienie, umożliwiające bezpieczne przechowywanie niezbędnych narzędzi czy przyborów.

Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie: Stelaż wykonany z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm sprawia, że nasz stolik to nie tylko estetyczny, ale również funkcjonalny element wyposażenia gabinetu weterynaryjnego. Szyny instrumentalne i uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze zapewniają bezpieczne umieszczenie niezbędnych narzędzi.

Mobilność i Stabilność: Stelaż został wyposażony w odboje, chroniące zarówno stolik, jak i otoczenie przed uszkodzeniami. Dodatkowo, wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, umieszczone w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, zapewniają łatwą mobilność stolika. Dwa z nich posiadają blokadę, co gwarantuje stabilność podczas przeprowadzania zabiegów.

Praktyczna Szuflada: Stolik został wyposażony w praktyczną szufladę o imponujących wymiarach 500x500x155 mm. Uchwyt szuflady został anodowany, co nie tylko podnosi estetykę, ale również chroni go przed korozją. Wnętrze szuflady zapewnia obszerną przestrzeń do przechowywania drobnych narzędzi czy dokumentacji.

Precyzyjne Wymiary: Stolik bez wyposażenia opcjonalnego prezentuje się imponująco pod każdym kątem, mierząc 1220x550x900mm. Półka o wymiarach 1100x500 mm oferuje obszerną powierzchnię użytkową o rozmiarze 1050x450 mm, natomiast szuflada o wymiarach 500x500x155 mm dostarcza wygodną przestrzeń o powierzchni użytkowej 425x430x105 mm.

Oferujemy Ci nie tylko stolik zabiegowy, ale również solidność, funkcjonalność i estetykę. Zaufaj nam, a twój gabinet weterynaryjny stanie się miejscem, gdzie komfort pacjenta i profesjonalizm idą w parze.

Stolik zabiegowy weterynaryjny, dane techniczne;

-
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary półka: 1100x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 1050x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary szuflady: 500x500x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 425x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**