

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-kwasowki-p-1934.html>



# Stolik zabiegowy z kwasówki

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | 3 090,00 zł                |
| Cena netto       | 2 861,11 zł                |
| Czas wysyłki     | 4 tygodnie                 |
| Numer katalogowy | SM-TMBY-STKO-01/B          |
| Kod producenta   | STKO-03-3P-45-KO-0000-K8.6 |

## Opis produktu

Prezentujemy Państwu nowoczesny i niezawodny sprzęt medyczny - stolik zabiegowy na kółkach, inaczej zwany także wózkiem zabiegowym medycznym lub stolikiem zabiegowym medycznym. Nasz stolik zabiegowy z kwasoodpornej stali gat. 0H18N9 to prawdziwa perełka w dziedzinie nowoczesnej aparatury medycznej.

**Elegancja i Trwałość:** Stolik zabiegowy z kwasówki 3xpółka 450x500mm to wyjątkowy produkt, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości. Jego solidność i trwałość są niezaprzeczalne, co czyni go niezastąpionym narzędziem w profesjonalnym środowisku medycznym.

**Praktyczny Design:** Zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i efektywności pracy, stolik ten posiada półkę z pogłębieniem, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie niezbędnego sprzętu czy narzędzi. Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnymi oraz uchwytyami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowi integralną część stabilnej konstrukcji stolika.

**Mobilność i Bezpieczeństwo:** Odpowiednio wyposażony w odboje oraz wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100 mm, stolik ten zapewnia łatwe przemieszczanie się w każdym środowisku medycznym. Dwa z tych kół są dodatkowo wyposażone w blokadę, gwarantując bezpieczne i stabilne pozycjonowanie stolika podczas zabiegów.

**Precyzyjne Wymiary:** Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x900 mm, a półki mają wymiary 450x500 mm. Powierzchnia użytkowa półki to 400x450 mm, co pozwala na swobodne rozmieszczenie niezbędnych narzędzi czy przyrządów medycznych.

**Dostosowanie do Potrzeb:** Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm, dają Państwu możliwość dostosowania stolika do indywidualnych potrzeb. Wymiary szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika oraz cenę, co pozwala na elastyczne dopasowanie sprzętu do specyfiki każdej placówki medycznej.

Oferujemy Państwu stolik zabiegowy, który nie tylko spełnia najwyższe standardy jakości, ale także redefiniuje wygodę i funkcjonalność w środowisku medycznym. To doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy cenią sobie nie tylko doskonałą jakość, ale także innowacyjne podejście do projektowania sprzętu medycznego.

---

**Stolik zabiegowy z kwasówki, dane techniczne;**

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 450x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**