

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-miska-p-1935.html>

Stolik zabiegowy z miską



Cena brutto	3 998,00 zł
Cena netto	3 701,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(1)P-45-KO-00 00-K8.6

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz wyjątkowy Stolik Zabiegowy, nazywany zamiennie: Stolik Zabiegowy z Miską, Stolik Zabiegowy na Kółkach oraz Stolik Zabiegowy Chirurgiczny. Ten nowoczesny i funkcjonalny sprzęt medyczny został zaprojektowany z myślą o pełnej satysfakcji naszych Klientów.

Stolik ten cechuje się solidną konstrukcją wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości gatunku 0H18N9. Zarówno półka, jak i wierzchnia część korpusu szuflady zostały perfekcyjnie wykonane, z dbałością o detale, aby sprostać najwyższym standardom medycznym. Szuflada o imponującej wysokości frontu 130 mm posiada anodowany uchwyt, a jej wnętrze zostało zaprojektowane z precyzyjnym pogłębieniem.

Unikalną cechą tego stolika jest uchylna miska o średnicy 220 mm i pojemności 2,5 litra, co sprawia, że jest idealnym narzędziem w różnego rodzaju zabiegach. Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm gwarantuje stabilność, a szyny instrumentalne i uchwyty do prowadzenia zapewniają łatwą manipulację sprzętem podczas zabiegów.

Nasz stolik został dodatkowo wyposażony w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, z obudową z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dwa z tych kół są wyposażone w blokadę, co pozwala na utrzymanie stabilności stolika nawet podczas bardziej skomplikowanych procedur medycznych.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Półka o wymiarach 450x500 mm oferuje przestrzeń do przechowywania niezbędnych akcesoriów, a powierzchnia użytkowa półki wynosi 400x450 mm. Szuflada o wymiarach 450x500x155 mm zapewnia dodatkowe miejsce na przechowywanie, a jej powierzchnia użytkowa to 375x430x105 mm.

Dodatkowo, nasz Stolik Zabiegowy jest dostępny w różnych szerokościach półki: 450, 500, 550, 600 mm. Wybierając szerokość półki, klient ma możliwość dostosowania stolika do indywidualnych potrzeb, co wpływa na całkowite wymiary i cenę produktu. Wybierz innowacyjność, funkcjonalność i trwałość - wybierz nasz Stolik Zabiegowy, który sprosta nawet najwyższym wymaganiom w dziedzinie medycyny.

Dane techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 450x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- wymiary szuflady: 450x500x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**