

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-polka-p-1937.html>

Stolik zabiegowy z półką



Cena brutto	5 597,00 zł
Cena netto	5 182,41 zł
Cena poprzednia	5 674,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(3)P-45-KO-00 00-K8.6

Opis produktu

Stolik zabiegowy z półką 1xszafka z 3xszufladami to wyjątkowe rozwiązanie dla profesjonalistów branży medycznej, spa i salonów kosmetycznych. Jego solidne wykonanie i funkcjonalne cechy sprawiają, że stanowi niezastąpiony element w codziennej pracy.

Materiały najwyższej jakości: Stolik został w pełni wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd. Półka, będąca integralną częścią konstrukcji, zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi czy produktów.

Innowacyjny design: Wierzchnia część korpusu szafki z szufladami została zaprojektowana z myślą o praktyczności. Pogłębienie sprawia, że przechowywanie drobnych przedmiotów jest wygodne, a uchwyty szuflad anodowane dodają elegancji i łatwości w obsłudze.

Wysoka funkcjonalność: Korpus szafki został wyposażony w materiał wygłuszający, który nie tylko niweluje dźwięki, ale także chroni przed wilgocią. Dzięki temu stolik utrzymuje higieniczne warunki pracy. Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia zapewniają stabilność konstrukcji.

Mobilność i łatwość manewrowania: Stelaż wyposażony w odboje oraz wysoce mobilne koła z blokadą umożliwiają łatwe przemieszczanie stolika według potrzeb. Koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm gwarantują płynne poruszanie się nawet po nierównych powierzchniach.

Precyzyjne wymiary: Stolik został zaprojektowany z myślą o maksymalnej użyteczności. Wymiary półki i szuflad zostały starannie dostosowane do potrzeb użytkownika, a dostępność różnych szerokości półki pozwala dostosować stolik do indywidualnych preferencji.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm Wymiary półki: 450x500 mm Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm Wymiary szafki: 450x500x413 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm

Stolik zabiegowy to nie tylko narzędzie pracy, ale także elegancki element wyposażenia, który z pewnością zaimponuje swoją funkcjonalnością i estetyką.

Stolik zabiegowy z półką, dane techniczne;

-
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary półki: 450x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary szafki: 450x500x413 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**