

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-polkami-szklanymi-p-1361.html>



Stolik zabiegowy z półkami szklanymi

Cena brutto	850,00 zł
Cena netto	787,04 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-STZ1

Opis produktu

Odkryj niezawodność i funkcjonalność w jednym – Metalowy Stolik Zabiegowy, idealny towarzysz w codziennej pracy szpitala, laboratorium czy gabinetu zabiegowego. Nasz stolik został stworzony z myślą o praktycznym przewożeniu narzędzi, materiałów sterylnych, leków i innych niezbędnych przyrządów na krótkie odległości.

Solidna konstrukcja stolika oparta jest na stalowej ramie, która została precyzyjnie pokryta lakierem proszkowym, gwarantując trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Mobilność jest kluczowa – stolik jest wyposażony w solidne kółka jezdne z hamulcem, co pozwala na płynne przemieszczanie się oraz stabilne utrzymanie w jednym miejscu w razie potrzeby.

Wyróżniające się cechy to dwie szklane półki, oferujące wystarczającą przestrzeń do przechowywania oraz łatwą identyfikację zawartości. Dodatkowo, na stoliku znajduje się praktyczna miska wykonana z trwałego tworzywa, doskonała do przechowywania mniejszych przedmiotów czy preparatów.

Wymiary stolika to:

- Długość: 86 cm
- Szerokość: 44 cm
- Wysokość: 95 cm
- Waga: 15 kg

Wymiary półki górnej i dolnej to 70 x 45 cm, a każda z nich jest w stanie udźwignąć obciążenie do 15 kg. To oznacza, że stolik zabiegowy nie tylko jest niezwykle praktyczny, ale także oferuje imponującą nośność.

Dzięki temu produktowi, praca personelu medycznego stanie się bardziej zorganizowana i efektywna, a codzienne zadania związane z przemieszczaniem i przechowywaniem niezbędnych przedmiotów będą przebiegać sprawnie i bezproblemowo. Inwestuj w solidność i funkcjonalność – wybierz Metalowy Stolik Zabiegowy już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.