

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-szuflada-p-1938.html>



Stolik zabiegowy z szufladą

Cena brutto	5 892,00 zł
Cena netto	5 455,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(1)P-45-KO-00 00-K8.6-W

Opis produktu

Przedstawiamy nasz niezwykle funkcjonalny stolik zabiegowy z szufladą, idealny do profesjonalnego wykorzystania w różnych placówkach medycznych czy kosmetycznych. Nasz stolik został starannie zaprojektowany, aby sprostać wysokim standardom użytkowania i estetyki.

Solidna Konstrukcja: Stolik został wykonany w całości z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale również elegancki wygląd. Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnymi i uchwytyami do prowadzenia stanowi solidną podstawę, utrzymującą stabilność podczas każdego zabiegu.

Wygodne Elementy: Szuflada z wysokością frontu 130 mm oraz anodowanym uchwytem nie tylko dodaje elegancji, ale także umożliwia przechowywanie niezbędnych narzędzi w zasięgu ręki. Półka o wymiarach 450x500 mm oraz dwie nadblatowe półki 570x250x135 mm dostarczają dodatkowej przestrzeni do organizacji sprzętu czy produktów.

Funkcjonalne Dodatki: Stolik został wyposażony w stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS oraz uchylną misę o średnicy 220 mm i pojemności 2,5l. Te dodatkowe elementy sprawiają, że praca staje się bardziej ergonomiczna i higieniczna.

Mobilność i Bezpieczeństwo: Stelaż wyposażony jest w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, z dwoma z nich posiadającymi blokadę. To umożliwia łatwe przemieszczanie stolika oraz utrzymanie go w stabilnej pozycji podczas zabiegów. Dodatkowe odboje chronią przed przypadkowym uszkodzeniem.

Wymiary i Dostosowanie: Stolik dostępny jest w różnych szerokościach półki (450, 500, 550, 600 mm), co pozwala dostosować go do indywidualnych potrzeb i przestrzeni. Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x1600 mm, a szczegółowe wymiary półki, szuflady oraz powierzchni użytkowej zostały precyzyjnie określone.

Nasz stolik zabiegowy to połączenie estetyki, funkcjonalności i trwałości, spełniające najwyższe wymagania w dziedzinie profesjonalnej opieki zdrowotnej i kosmetyki.

Dane techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x1600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 450x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary szuflady: 450x500x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiar szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**