

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-szufladami-p-3470.html>



Stolik zabiegowy z szufladami

Cena brutto	6 804,00 zł
Cena netto	6 300,00 zł
Cena poprzednia	7 100,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-P(S(4)L2P)-110-KO

Opis produktu

Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z szafką i szufladami - profesjonalny wózek medyczny do zabiegów i instrumentarium

Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9) to wysoce trwały i funkcjonalny element wyposażenia gabinetów zabiegowych, oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych oraz placówek rehabilitacyjnych. Dzięki odporności na korozję, łatwości dezynfekcji i stabilnej konstrukcji idealnie sprawdza się w środowisku medycznym, gdzie higiena i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

Model został wyposażony w dużą półkę roboczą, przestronną szafkę z czterema szufladami oraz dwie dodatkowe półki o kompaktowych wymiarach. Mobilność zapewniają koła o średnicy 100 mm, umożliwiające swobodne manewrowanie nawet w wąskich przestrzeniach, a dwa z nich posiadają blokadę stabilizującą stolik podczas pracy.

Najważniejsze cechy i korzyści

- Konstrukcja ze stali kwasoodpornej 0H18N9
- Pełna odporność na korozję i środki dezynfekcyjne.
- Trwałość umożliwiająca wieloletnie użytkowanie bez utraty właściwości użytkowych.
- Bezpieczeństwo sanitarne zgodne z wymaganiami placówek medycznych.

Ergonomiczne rozmieszczenie półek i szuflad

- 1 duża półka robocza: 1100 × 500 mm – idealna do odkładania instrumentów i materiałów.
- 2 półki pomocnicze: 600 × 500 mm – szybki dostęp do najczęściej używanych akcesoriów.
- Szafka z 4 szufladami (wysokość frontu 144 mm) — przejrzysta organizacja narzędzi i jednorazowych materiałów.

Solidny stelaż z profilu 25 × 25 mm

Sztywna konstrukcja z giętego profilu gwarantuje stabilność niezależnie od obciążenia. Zintegrowane szyny instrumentalne i uchwyty prowadzące stanowią trwały element stelaża. Odboje zabezpieczające meble i ściany podczas manewrowania.

Wysoka mobilność

Koła o średnicy 100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego.
Łatwe manewrowanie na korytarzach i w salach zabiegowych.
Dwa koła wyposażone w blokadę, umożliwiającą stabilną pracę.

Zastosowanie stolika zabiegowego

Stolik dedykowany jest do profesjonalnego użytku w:

- gabinetach zabiegowych i procedurowych,
- oddziałach szpitalnych i klinikach,
- gabinetach stomatologicznych,
- pracowniach diagnostycznych,
- placówkach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i prywatnych praktykach lekarskich.

Idealnie sprawdza się jako:

- stolik instrumentalny,
- stolik do drobnych zabiegów i procedur,
- wózek pomocniczy do transportu narzędzi i materiałów medycznych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary całkowite stolika (bez wyposażenia opcjonalnego)
1220 × 550 × 900 mm

Półki

Półka główna: 1100 × 500 mm

Półki pomocnicze: 600 × 500 mm

Szafka i szuflady

Wymiary szafki: 500 × 500 × 585 mm

Wymiary użytkowe szuflady: 375 × 430 × 119 mm (szer. × gł. × wys.)

4 szuflady z frontami o wysokości 144 mm

Konstrukcja i materiały

Stal kwasoodporna gat. 0H18N9

Profil kwadratowy stelaża: 25 × 25 mm

Szyny instrumentalne i uchwyty prowadzące wbudowane w stelaż

Odboje ochronne

Koła jezdne Ø 100 mm, dwa z blokadą

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten stolik zabiegowy łączy nowoczesną konstrukcję, wysoką trwałość i ergonomię użytkowania. Został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w środowisku medycznym, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo oraz optymalną organizację narzędzi i akcesoriów podczas zabiegów.

To inwestycja w profesjonalne wyposażenie, które realnie poprawia komfort pracy personelu i efektywność wykonywanych procedur.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.