

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-z-wyjmowana-taca-inox-610360-abs-kola-z-blokada-p-2088.html>



Stolik zabiegowy z wyjmowaną tacą INOX 610×360 – ABS, koła z blokadą

Cena brutto	2 550,00 zł
Cena netto	2 361,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-02-BT-ABS3-0000-K6.3

Opis produktu

Stolik zabiegowy z wyjmowaną tacą INOX – mobilny, higieniczny i gotowy do rozbudowy

Szukasz stolika, który będzie wygodny w prowadzeniu, łatwy do utrzymania w czystości i jednocześnie pozwoli na rozbudowę bez przeróbek? Ten stolik zabiegowy łączy **blat ABS z praktycznym przegłębieniem** oraz **wyjmowaną tacę ze stali kwasoodpornej**, dzięki czemu świetnie sprawdza się w gabinetach, pracowniach i strefach zabiegowych, gdzie liczy się higiena oraz szybka organizacja akcesoriów.

Dużym atutem jest **modułowy profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach** – umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz przyszłą rozbudowę stolika o wyposażenie dodatkowe **wyłącznie elementami złącznymi, bez konieczności wykonywania otworów**. Kanały montażowe osłonięto maskownicą, co pomaga ograniczać gromadzenie się zabrudzeń.

Najważniejsze cechy

- **Blat górny z ABS** w kolorze białym z przegłębieniem (ok. 6 mm) – wygodne odkładanie narzędzi i drobnych elementów.
- **Wyjmowana taca INOX** (stal kwasoodporna 0H18N9) – szybkie czyszczenie i wygodne przenoszenie zawartości.
- **Stabilna podstawa** i osłona z ABS – estetyka oraz łatwiejsze utrzymanie porządku.
- **Koła 75 mm** w obudowie z tworzywa (2 z blokadą) – płynne prowadzenie i pewne zatrzymanie stolika.
- **Konstrukcja modułowa** – regulacja i rozbudowa bez wiercenia, bez przeróbek.

Wymiary i parametry

- Wymiary stolika (bez wyposażenia dodatkowego): **835 × 455 × 880 mm**
- Wysokość od podłoża do blatu: **800 mm**
- Wymiary blatu górnego: **725 × 410 × 10 mm**
- Powierzchnia użytkowa blatu: **640 × 385 mm**
- Powierzchnia użytkowa tacy wyjmowanej: **610 × 360 × 20 mm** (szer. × głęb. × wys.)
- Koła: **Ø 75 mm**, w tym **2 z blokadą**

Materiały i wykonanie

- Stelaż: **profil aluminiowy** lakierowany proszkowo na biało + uchwyt do prowadzenia
- Błat: **tworzywo ABS** (biały)

-
- Taca: **stal kwasoodporna 0H18N9**; rama stalowa lakierowana proszkowo (biała)
 - Podstawa: **stal** z osłoną z ABS (biały)
 - Elementy dekoracyjne: **kolor wg palety RAL**

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie, za dopłatą)

- stelaż na odpady
- koszyk na akcesoria
- kosz na odpady z pokrywą wahadłową
- pojemnik na zużyte igły
- pojemnik na odpadki
- miska na odpadki
- pojemnik na rękawiczki

Uwaga: istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym (na zamówienie).

Sprawdź też

- [Stoliki zabiegowe i instrumentalne](#)
- [Meble i wyposażenie gabinetu](#)
- [Akcesoria oraz pojemniki na odpady i drobiazgi](#)

Ten model jest zaprojektowany pod codzienną, intensywną pracę: **gładkie powierzchnie, łatwe czyszczenie, stabilna podstawa i wygodne prowadzenie**. Największą przewagą to **profil nośny z kanałami montażowymi po obu stronach** – możesz regulować położenie szyn i rozbudować stół o akcesoria **bez wiercenia i bez przeróbek**.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary