

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stopien-lazienkowy-step-tim-p-3361.html>



Stopień do wanny dla seniora StepTim Timago 150 kg

Cena brutto **89,00 zł**

Cena netto **72,36 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **StepTim**

Opis produktu

Regulowany stopień do wanny dla seniora

Stopień do wanny dla seniora StepTim Timago to praktyczna pomoc dla osoby starszej, pacjenta w trakcie rekonwalescencji lub użytkownika z ograniczoną sprawnością ruchową, któremu wysoka krawędź wanny utrudnia wykonanie kroku. Produkt tworzy dodatkowy poziom pośredni, dzięki czemu użytkownik nie musi od razu pokonywać całej wysokości krawędzi wanny.

Model StepTim ma regulację wysokości w zakresie 23-28 cm, wymiary całkowite 41x27 cm oraz maksymalne obciążenie 150 kg. Aluminiowa rama jest odporna na wilgoć, a gumowe nasadki antypoślizgowe na nóżkach pomagają zwiększyć przyczepność na prawidłowo przygotowanym podłożu. Stopień może być używany w domowej łazience, pomieszczeniu sanitarnym, domu opieki lub placówce medycznej.

Stopień do wanny, schodek łazienkowy i podnózek StepTim

Produkt może być wyszukiwany przez klientów pod różnymi nazwami: **stopień do wanny, schodek do wanny, schodek łazienkowy, podnózek łazienkowy** albo **stopień dla seniora**. W praktyce chodzi o wolnostojący stopień pomocniczy, który pozwala uzyskać niższy poziom pośredni przed wanną, prysznicem lub umywalką.

StepTim należy traktować jako stopień, a nie taboret lub siedzisko kąpielowe. Produkt sprawdzi się wtedy, gdy użytkownik zachowuje możliwość stania i wykonania kroku, ale wysokość krawędzi wanny utrudnia mu swobodne korzystanie z łazienki. Jeżeli osoba musi siedzieć podczas mycia, potrzebna będzie ławka, taboret albo krzesło przeznaczone do kąpeli.

Regulowany stopień łazienkowy 23-28 cm

Nóżki stopnia StepTim można regulować w zakresie od 23 do 28 cm. Pozwala to dopasować wysokość produktu do warunków w łazience, wysokości krawędzi wanny i możliwości ruchowych użytkownika. Wszystkie nóżki należy ustawić na jednakowym poziomie, a przed użyciem sprawdzić prawidłowe zablokowanie elementów regulacyjnych.

Wymiary całkowite stopnia wynoszą 41x27 cm. Przed zakupem należy sprawdzić ilość miejsca przy wannie lub prysznicu i upewnić się, że produkt będzie ustawiony całą podstawą na równym i stabilnym podłożu. Kompaktowe wymiary ułatwiają zastosowanie StepTim również w mniejszej łazience.

Aluminiowy stopień do łazienki z gumowymi nasadkami

Rama stopnia wykonana jest z aluminium, natomiast górna część z tworzywa odpornego na wilgoć i łatwego do utrzymania w

czystości. Takie połączenie materiałów umożliwia stosowanie produktu w łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach.

Nóżki zakończono gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, które pomagają ograniczyć przesuwanie się stopnia. Nasadki nie zastępują jednak prawidłowego ustawienia produktu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stabilność stopnia, stan gumowych zakończeń oraz blokady regulacji wysokości.

Dla kogo sprawdzi się stopień łazienkowy StepTim?

Stopień może być pomocny dla seniorów, osób o czasowo lub trwale ograniczonej mobilności, pacjentów w trakcie rekonwalescencji oraz użytkowników, którzy potrzebują dodatkowego poziomu pośredniego podczas wykonywania czynności higienicznych. Sprawdzi się również jako element wyposażenia przygotowywanego przez opiekuna dla osoby mniej sprawnej.

StepTim nie zastępuje poręczy ani pomocy opiekuna, jeżeli stan użytkownika wymaga dodatkowej asekuracji. Rodzaj wyposażenia należy dopasować do możliwości utrzymania równowagi, sposobu wykonywania kroku oraz indywidualnych zaleceń dotyczących rehabilitacji i codziennej higieny.

Stopień do wanny czy siedzisko kąpielowe?

StepTim będzie właściwym wyborem, gdy głównym problemem jest wysoka krawędź wanny, a użytkownik nie potrzebuje siedzieć podczas kąpieli. Jeżeli potrzebne jest siedzisko, rodzaj produktu należy dobrać do oczekiwanego poziomu podparcia:

- **do siedzenia nad wanną bez oparcia** — sprawdzi się [regulowana ławka do wanny KING BS-20](#),
- **do siedzenia z podparciem pleców i ręki** — lepsza będzie [ławka do wanny BathTim z oparciem i uchwytem](#),
- **do siedzenia podczas kąpieli pod prysznicem** — można wybrać [kwadratowy taboret prysznicowy Timago KING 150 kg](#).

Jeżeli kompletujesz wyposażenie łazienki dla osoby starszej lub mniej sprawnej, zobacz również [artykuły sanitarne dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością](#). Przy potrzebie siedzenia podczas mycia warto sprawdzić dostępne [krzesła prysznicowe](#), natomiast w wyborze odpowiedniego rozwiązania pomoże poradnik [Prysznic bez barier – taboret, krzesło czy ławka?](#).

Dane techniczne stopnia StepTim Timago

Typ produktu	regulowany stopień łazienkowy
Producent	Timago
Model	StepTim
Numer katalogowy	StepTim
EAN	5902983728924
Regulacja wysokości	23–28 cm
Długość całkowita	41 cm
Szerokość całkowita	27 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Materiał ramy	aluminium
Materiał górnej części	tworzywo odporne na wilgoć
Zabezpieczenie nóg	gumowe nasadki antypoślizgowe
Przeznaczenie	łazienka i inne wilgotne pomieszczenia
Klasyfikacja	wyrób medyczny klasy I, oznaczenie CE

Jak prawidłowo ustawić stopień do wanny?

Przed ustawieniem StepTim należy zmierzyć przestrzeń przy wannie i sprawdzić, czy podłoże jest równe oraz stabilne. Wszystkie nóżki powinny znajdować się na tej samej wysokości, a gumowe nasadki muszą całą powierzchnią przylegać do podłoża. Należy usunąć luźne dywaniki i przedmioty, które mogłyby spowodować przechylenie produktu.

Przed każdym użyciem trzeba sprawdzić blokady regulacji, stan gumowych nasadek i stabilność całego stopnia. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia 150 kg ani używać produktu w sposób niezgodny z instrukcją producenta.

Kiedy warto wybrać stopień do wanny StepTim?

Stopień StepTim warto wybrać wtedy, gdy użytkownik może samodzielnie stać i wykonać krok, ale wysoka krawędź wanny utrudnia mu codzienne korzystanie z łazienki. Regulacja 23–28 cm pozwala dopasować poziom pośredni, a maksymalne obciążenie 150 kg i aluminiowa rama odróżniają produkt od zwykłych domowych podnóżków.

Model StepTim łączy funkcję regulowanego stopnia do wanny, schodka łazienkowego i pomocniczego podnóżka do czynności higienicznych. Dzięki kompaktowym wymiarom i materiałom odpornym na wilgoć może być stosowany w domu, placówce opiekuńczej oraz pomieszczeniu sanitarnym.

