

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/suszarka-na-kaczki-szpitalne-p-3438.html>

## Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki proste

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 409,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>3 584,55 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>4 665,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-WS-03/4</b> |
| Kod producenta   | <b>SM-TMBY-WS</b>      |

### Opis produktu

#### Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki proste – duży regał sanitarny ze stali 0H18N9

**Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki proste** to duży regał sanitarny przeznaczony do uporządkowanego odkładania, ociekania, suszenia i przechowywania kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model ma **3 proste półki prętowe na miski i baseny** oraz **1 osobną półkę na pokrywki**, dlatego dobrze sprawdzi się w większych brudownikach, łazienkach oddziałowych, zapleczech pielęgniarskich i pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To jeden z najmocniejszych wariantów w tej grupie, ponieważ łączy szerokość **1000 mm**, układ **3+1 półki**, proste półki prętowe oraz wykonanie w całości ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**. Jeżeli placówka potrzebuje więcej miejsca niż w regałach 600 mm i 800 mm, ale chce zachować stabilne, poziome odkładanie wyposażenia sanitarnego, ten model będzie bardzo dobrym wyborem do **szpitala, DPS, ZOL, hospicjum, domu opieki i oddziału opiekuńczego**.

#### Duży regał na baseny sanitarne, kaczki, miski i pokrywki

Ten model został przygotowany dla pomieszczeń, w których wyposażenie sanitarne jest używane regularnie i w większej liczbie. Szerokość **1000 mm** zapewnia większą powierzchnię użytkową niż modele 800 mm i 600 mm, przy zachowaniu głębokości 400 mm oraz wysokości 1800 mm. Dzięki temu regał pozwala lepiej rozplanować baseny, kaczki, miski i pokrywki bez odkładania ich na blatach, podłodze, parapetach lub przypadkowych półkach gospodarczych.

Produkt należy do kategorii [regały na kaczki i baseny](#), ale jego najważniejszą przewagą jest połączenie dużej szerokości 1000 mm z **prostymi półkami prętowymi**. To nie jest mała suszarka ścienna ani zwykły stojak na pojedyncze elementy, tylko pełnowymiarowy regał sanitarny do organizacji większej ilości wyrobów sanitarnych w jednym miejscu.

#### Proste półki prętowe – stabilne, poziome odkładanie wyposażenia

Półki prętowe mocowane prosto pozwalają poziomo ustawić miski, baseny, kaczki i pokrywki. To ważna różnica względem modeli ze skośnymi półkami. Prosty układ będzie lepszy tam, gdzie personel chce stabilnie rozdzielić wyposażenie sanitarne po myciu, dezynfekcji lub codziennym użytkowaniu.

Regał może pełnić funkcję organizera, ociekacza i suszarki do wyposażenia używanego przy codziennej opiece nad pacjentami. Konstrukcja prętowa ułatwia odkładanie elementów po umyciu, a osobna półka na pokrywki pomaga utrzymać porządek i szybciej odnaleźć potrzebne akcesoria.

## 3 półki na miski i baseny oraz osobna półka na pokrywki

Układ **3+1** pozwala wygodnie rozdzielić wyposażenie sanitarne. Trzy półki przeznaczone są na miski i baseny, a osobna półka na pokrywki ułatwia przejrzystą organizację. To szczególnie ważne w większych brudownikach, gdzie personel regularnie korzysta z wielu elementów wyposażenia i potrzebuje stałego, łatwo dostępnego miejsca do ich odkładania.

Regał na kaczki i baseny 1000 mm z półkami prostymi sprawdzi się tam, gdzie mniejszy regał przestaje wystarczać, ale placówka nie chce przechodzić na półki skośne. To dobry wybór do uporządkowania większej liczby basenów sanitarnych, kaczek, misek oraz pokrywek przy zachowaniu stabilnego ustawienia na poziomych półkach.

## Stal kwasoodporna 0H18N9 do brudownika i pomieszczeń sanitarnych

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To materiał odpowiedni do pomieszczeń, w których wyposażenie ma kontakt z wilgocią, środkami myjącymi, dezynfekcją i intensywnym użytkowaniem. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej ułatwia utrzymanie regału w czystości i dobrze sprawdza się w środowisku medycznym oraz opiekuńczym.

Przy kompletowaniu brudownika, zaplecza sanitarnego lub pomieszczenia gospodarczego warto sprawdzić także inne [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#). W jednej kategorii można dobrać regały, stojaki, stoliki, wózki i inne elementy wyposażenia ze stali kwasoodpornej do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów i domów opieki.

## Najważniejsze zalety regału na kaczki i baseny 1000 mm z półkami prostymi

- duża szerokość 1000 mm – więcej miejsca niż w modelach 600 mm i 800 mm,
- 3 półki na miski i baseny sanitarne,
- 1 osobna półka na pokrywki,
- półki prętowe mocowane prosto,
- stabilne, poziome odkładanie wyposażenia sanitarnego,
- może pełnić funkcję regału, ociekacza i suszarki na kaczki oraz baseny,
- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- przeznaczony do kaczek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek i pokrywek,
- dobry wybór do większego brudownika, szpitala, DPS, ZOL, hospicjum i domu opieki,
- opcjonalnie dostępna wersja na kołach Ø100 mm,
- po zamontowaniu kół wysokość regału wynosi 1915 mm.

## Wariant standardowy lub regał na kołach Ø100 mm

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm** i sprawdzi się jako stałe wyposażenie brudownika, łazienki oddziałowej lub pomieszczenia sanitarnego. Opcjonalnie można zamówić **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczony jako K8.6. Wersja na kołach będzie dobrym wyborem tam, gdzie regał trzeba okresowo przesuwac, przestawiać lub łatwiej sprzątać przestrzeń pod wyposażeniem.

**Uwaga:** wysokość regału na kołach wynosi **1915 mm**. Warto uwzględnić tę wysokość przy planowaniu ustawienia produktu w pomieszczeniu, szczególnie jeśli regał ma stać pod półkami, przy ścianie albo w zapleczu z ograniczoną wysokością.

## Proste czy skośne półki – który regał 1000 mm wybrać?

Ten model 1000 mm z prostymi półkami warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje poziomego ustawienia misek, basenów, kaczek i pokrywek. Jeżeli ważniejsze jest mocniejsze ukierunkowanie wyposażenia do ociekania, można porównać go z modelem [regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki skośne](#), który posiada półki prętowe mocowane skośnie.

Jeżeli pomieszczenie jest mniejsze, można sprawdzić model [regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki proste](#). Warto porównać go również z modelem [regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki skośne](#). Do mniejszych pomieszczeń dostępne są także modele 600 mm: [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki skośne](#) oraz [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki proste](#).

Do zastosowań ściennych z haczykami dostępne są także [stojak sanitarny SL/74 na kaczki i baseny](#) oraz [stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny](#).

Do szerszego wyposażenia zaplecza sanitarnego można dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regały magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#).

## Dane techniczne

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu | regał prętowy na kaczki, baseny, miski i pokrywki |
|                 |                                                   |

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Przeznaczenie</b>                  | kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki |
| <b>Liczba półek na miski i baseny</b> | 3 półki                                             |
| <b>Półka na pokrywki</b>              | 1 półka                                             |
| <b>Rodzaj półek</b>                   | półki prętowe mocowane prosto                       |
| <b>Materiał</b>                       | stal kwasoodporna gat. 0H18N9                       |
| <b>Szerokość</b>                      | 1000 mm                                             |
| <b>Głębokość</b>                      | 400 mm                                              |
| <b>Wysokość</b>                       | 1800 mm                                             |
| <b>Opcja dodatkowo płatna</b>         | regał na kołach o średnicy 100 mm, K8.6             |
| <b>Wysokość regału na kołach</b>      | 1915 mm                                             |

## Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Regał wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

## Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

| Preparat         | Preparat                        | Preparat                     | Preparat                  |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ANIOSYME DD1     | DESCOCID                        | Mikrozid AF liquid           | Terralin protect do 2%    |
| Aniosyme Synergy | DESPREJ                         | Mikrozid chusteczki          | Mikrozid sensitive liquid |
| Anioxyde 1000    | DESCOSEPT                       | VIRUSOLVE+ chusteczki        | Velox Spray Neutral       |
| ALDEWIR          | INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO | Sani-Cloth Active chusteczki | Velox Foam Extra          |
| CIDEX            | PERA SAFE                       | Steranios 2%                 | Quatrades Extra oraz One  |
| DISTEL           | Incidin OxyWipe                 | Surfa Safe                   | -                         |

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

## Gdzie sprawdzi się regał na kaczki i baseny 1000 mm z półkami prostymi?

Regał polecany jest do miejsc, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu. Sprawdzi się w większych brudownikach szpitalnych, domach opieki, DPS, ZOL, hospicjach, oddziałach opiekuńczych oraz pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To mocny wybór dla placówek, które chcą uporządkować większą ilość wyposażenia sanitarnego i szukają szerokiego regału ze stali kwasoodpornej z półkami prętowymi mocowanymi prosto.

## FAQ – najczęściej zadawane pytania

---

## Czym wyróżnia się ten regał na kaczki i baseny?

Model ma szerokość 1000 mm, 3 półki na miski i baseny oraz 1 półkę na pokrywki. Półki są prętowe i mocowane prosto, co pozwala stabilnie oraz poziomo odkładać wyposażenie sanitarne.

## Czym różni się model z półkami prostymi od modelu z półkami skośnymi?

Model z półkami prostymi pozwala poziomo ustawić miski, baseny, kaczki i pokrywki. Model ze skośnymi półkami mocniej ukierunkowuje odkładane wyposażenie do ociekania.

## Czym różni się model 1000 mm od modelu 800 mm?

Model 1000 mm zapewnia więcej miejsca na baseny, miski, kaczki i pokrywki niż model 800 mm. Będzie lepszy do większych brudowników i placówek, w których wyposażenie sanitarne jest używane częściej.

## Czy regał może służyć jako suszarka na kaczki szpitalne?

Tak. Konstrukcja prętowa pozwala odkładać kaczki sanitarne, baseny, miski i pokrywki po myciu. Produkt może pełnić funkcję regału, ociekacza oraz suszarki na wyposażenie sanitarne.

## Czy regał nadaje się do szpitala, DPS lub ZOL?

Tak. Regał jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

## Z jakiego materiału wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

## Jakie są wymiary regału?

Wymiary regału wynoszą 1000 x 400 x 1800 mm, czyli 1000 mm szerokości, 400 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

## Czy regał może być wykonany na kołach?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny jest regał na kołach o średnicy 100 mm. Wersja na kołach ma wysokość 1915 mm.

•

**Instrukcja obsługi (PDF)** – dostępna do pobrania „[TUTAJ](#)”

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz wersję regału:** Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł )

**Wydłużona gwarancja:** Nie , TAK 24 miesiące