

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafa-lekarska-sml104-z-kolkami-p-568.html>

Szafa lekarska Sml104- z kółkami

Cena brutto	2 700,00 zł
Cena netto	2 195,12 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-MW-SZL-SmL104

Opis produktu

Prezentowana szafa lekarska stanowi część wyposażenia gabinetów lekarskich, zabiegowych, szpitali lub aptek. Posiada stabilną konstrukcję, której szkielet został wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Dodatkowo wszystkie elementy stalowe zostały zabezpieczone warstwą ochronną lakieru. Szafa posiada dwuskrzydłowe przeszklone drzwi ze szkła hartowanego, wyposażone w uchwyt z zamkiem, zamykanym w dwóch punktach. Półki są wykonane ze szkła a ich ułożenie można regulować co 25 mm. W dolnej części znajduje się zabudowana półka z pełnymi drzwiczkami i zamkiem. W celu umożliwienia łatwego przemieszczania została wyposażona w kółka jezdne z hamulcami. Nasz produkt spełnia standardy przepisów BHP oraz zapewnia idealne warunki do przechowywania medykamentów i sprzętu medycznego.

Cechy szafy lekarskiej:

- przeznaczona do różnego rodzaju gabinetów
- stabilna konstrukcja
- wyposażona w układ jezdny
- wykonana ze stali
- blacha o gr 0,8mm zabezpieczona przed korozją
- odporna na uszkodzenia
- zamek zabezpieczający
- trzy szklane półki
- możliwość przestawiania półek co 25mm
- spełnia standardy przepisów BHP
- wysoka jakość wykonania
- **DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM**

Parametry techniczne:

- szerokość: 800 mm
- wysokość: 1900 mm
- głębokość: 435 mm
- waga: 82 kg
- wyposażenie: w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką, w górnej części 2 szklane półki

Uwaga: Koszty transportu ustalane są indywidualnie (przesyłka paletowa)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów RAL: RAL 9010 BIAŁY