

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-anestezjologiczna-p-806.html>



## Szafka anestezjologiczna

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-MW-MZBK-Szla</b> |

### Opis produktu

Szafka anestezjologiczna wykonana jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, dlatego z łatwością można ją zachować w czystości i sterylności. Dzięki temu, że znajduje się ona na czterech kółkach bez problemu można ją przestawiać w dowolnie wybrane miejsce. Zaletą szafki jest wyposażenie w stojak na kroplówkę z czterema uchwytami, który można regulować w zakresie od 1300 do 2100mm

#### Cechy szafki:

- anestezjologiczna
- ze stali kwasoodpornej
- łatwa do zachowania w czystości i sterylności
- na czterech kółkach
- wyposażona w stojak na płyny infuzyjne z czterema uchwytami

#### Dane techniczne:

- wysokość: 840 mm
- szerokość: 770 mm
- długość: 600 mm
- waga: 53 kg