

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-lekarska-trzykomorowa-z-blatem-p-2669.html>

Szafka lekarska trzykomorowa z blatem



Cena brutto	5 950,00 zł
Cena netto	4 837,40 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ST-6144

Opis produktu

Szafka stojąca przyścienna trzykomorowa - z blatem i listwą przyścienną.

Z powodzeniem może być wykorzystywana **w gabinetach lekarskich, w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz sanepidach do przechowywania akcesoriów medycznych czy aparatury medycznej, lekarskiej.**

Szafka została wyposażona w 3 szuflady oraz blat. Blat został wykonany z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 38mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL **odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje.** Stelaż z zamkniętych **profilu aluminiowych i złączek ABS**, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL.

Wypełnienie szafki - z płyty meblowej **obustronnie laminowanej.**

Cała szafka, została osadzona na nóżkach o wysokości **100mm z możliwością wypoziomowania.**

Wyposażenie:

- drzwi jednoskrzydłowe (w jednej komorze),
 - szuflady (w drugiej komorze),
 - drzwi jednoskrzydłowe (w trzeciej komorze)
- Wyposażenie:
- 3xszuflady (jedna komora),
 - 1xpółka (dwie komory)

Cechy produktu:

- wykorzystywana w gabinetach lekarskich, w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz sanepidach do przechowywania akcesoriów medycznych czy aparatury medycznej, lekarskiej
- blat z płyty wiórowej typu postforming
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
- półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej
- szuflada z systemem cichego domykania
- na nóżkach o wysokości 100mm z możliwością wypoziomowania
- **produkowany w Polsce**
- **sprzedawany z 23% VAT**

Dane techniczne:

- Wymiar szafki: 1340x550x860 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Głębokość szafki: 550 mm

-
- Głębokość blatu: 600 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035

Kolor płyt laminowanych TMBY: Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)