

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-medyczna-na-kolkach-p-2570.html>



Szafka medyczna na kółkach

Cena brutto	5 700,00 zł
Cena netto	4 634,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WDP-WMW-1110/ABS

Opis produktu

Wózek medyczny na kółkach to doskonałe rozwiązanie do przechowywania i transportu sprzętu medycznego w sposób bezpieczny i zorganizowany. Nasza szafka medyczna to wyjątkowe połączenie funkcjonalności, trwałości oraz estetyki, spełniające najwyższe standardy w dziedzinie medycyny. Oto kilka kluczowych cech, które wyróżniają nasz produkt:

Solidna Konstrukcja
Stelaż wykonany jest z zamkniętych profili aluminiowych, co zapewnia wyjątkową lekkość oraz odporność na korozję. Złączki ABS gwarantują stabilność i trwałość konstrukcji. Całość jest anodowana lub lakierowana proszkowo w szerokiej paletce kolorów RAL, umożliwiając dopasowanie do indywidualnych preferencji.

Ergonomiczny Design
Wózek został zaprojektowany z myślą o użytkownikach. Uchwyty do prowadzenia wykonane są ze stali kwasoodpornej, zapewniając nie tylko trwałość, ale również higienę. Blat z tworzywa ABS z trzema burtami pozwala na łatwe rozmieszczenie i dostęp do różnych elementów.

Funkcjonalna Szafka
Szafka z drzwiczkami, wyposażona w zamek, umożliwia bezpieczne przechowywanie cennego sprzętu medycznego. Wypełnienie z dwustronnie laminowanej płyty meblowej zapewnia trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Standardowo wyposażona w jedną półkę, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Mobilność i Bezpieczeństwo
Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS gwarantuje stabilność wózka. Wyposażony w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, umożliwia łatwe przemieszczanie się po placówce medycznej. Odporni na uszkodzenia odboje zjednoczone z podstawą na narożach zabezpieczają przed ewentualnymi stłuczeniami.
Precyzyjne Wymiary

Wymiary całkowite bez wyposażenia dodatkowego wynoszą 640x540x960 mm, co sprawia, że wózek mieści się w różnych przestrzeniach. Powierzchnia użytkowa blatu to 550x450x45 mm, a części użytkowej szafki 545x450x360 mm x2 (szerokość x głębokość x wysokość), dostosowując się do potrzeb i standardów medycznych.

Nasz wózek medyczny na kółkach to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także estetyczny element każdej placówki medycznej, podkreślający profesjonalizm.

Szafka medyczna na kółkach,Wyposażenie:

- szafka z drzwiczkami
- 1xpółka
- uchwyt do prowadzenia

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)