

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-przylozkowa-jednostronna-wd-1-p-1844.html>



Szafka przyłóżkowa jednostronna WD-1

Cena brutto	1 085,00 zł
Cena netto	1 004,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WD-1

Opis produktu

Szafka przyłóżkowa jednostronna przeznaczona jest głównie do stosowania w szpitalach, przychodniach medycznych oraz sanatoriach. Posiada korpus wykonany z płyty obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV. W skład korpusu wchodzi szuflada oraz jednostronne drzwiczki. Boki szafki występują standardowo w kolorze białym. W celu zapewnienia łatwego i cichego przemieszczania szafki, została wyposażona w cztery kółka w obudowie z tw. Szt. fi 55 mm (białe). Dzięki nowoczesnej i smukłej linii oraz funkcjonalności zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Cechy produktu:

- wytrzymały i stabilny
- nowoczesny wygląd
- zapewnia ergonomiczne warunki pracy
- funkcjonalny
- wyposażony w cztery kółka w tym dwa z blokadą
- blat oraz fronty dostępne do wyboru z gamy kolorów płyt laminowanych
- blat z laminatu HPL w kolorze białym, o grubości 6 mm

Dane techniczne:

- wymiary: 430x460x880 mm
- wymiary części szafki z drzwiczkami: 390x360x410 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x330x120 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

