

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-przylozkowa-jednostronna-wd-2p-p-1849.html>



Szafka przyłóżkowa jednostronna WD-2/P

Cena brutto	2 256,00 zł
Cena netto	2 088,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WD-2-P

Opis produktu

Szafka przyłóżkowa jednostronna przeznaczona głównie do stosowania w szpitalach, przychodniach medycznych oraz sanatoriach. Posiada stelaż wykonany z profili aluminiowych lakierowanych metodą proszkową. W skład korpusu wchodzi stalowa szuflada, jedno drzewiowa szafka, półka koszowa oraz blat z laminatu HPL w kolorze białym, o grubości 6 mm. W celu zapewnienia łatwego i cichego przemieszczania szafki została wyposażona w cztery kółka w obudowie z tw. Szt. fi 55 mm (białe). Dzięki nowoczesnej i smukłej linii oraz funkcjonalności zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Cechy produktu:

- blat z laminatu HPL w kolorze białym, o grubości 6 mm
- stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo
- wytrzymały i stabilny
- nowoczesny wygląd
- zapewnia ergonomiczne warunki pracy
- funkcjonalny
- wyposażony w cztery kółka w tym dwa z blokadą
- koła w kolorze białym

Dane techniczne:

- wymiary: 430x410x880 mm
- wymiary części szafki z drzwiczkami: 340x370x405 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 310x320x130 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor szuflady i szafki TMBY: Białe , Kremowe , Perłowe , Beżowe , Żółte , Jasny różowy , Czerwony , Brzoskwiniowy , Pomarańczowy , Morski , Seledynowy , Lekko zielony , Jasny zielony , Zielony , Niebieski , Ciemny niebieski , Granatowy , Aluminiowy , Szary

