

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-przylozkowa-wd-8p-p-1859.html>



Szafka przyłóżkowa WD-8/P

Cena brutto	2 682,00 zł
Cena netto	2 483,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WD-8-P

Opis produktu

Szafka przyłóżkowa jednostronna przeznaczona głównie do stosowania w szpitalach, przychodniach medycznych oraz sanatoriach. Stelaż szafki wykonany z profilu aluminiowego a podstawa ze stali w osłonie z tworzywa ABS. Szafka posiada dwa blaty: blat główny wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem oraz z blatu bocznego-wysuwanego, wykonanego z wodoodpornej płyty laminatu HPL. Szuflada i szafka wykonane są ze stali, zabezpieczone proszkowo warstwą lakieru. W celu zapewnienia łatwego i cichego przemieszczania szafki do podstawy zostały zamontowane cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Dzięki nowoczesnej linii oraz zastosowaniu wysokiej klasy materiałów zapewnia żywotność oraz wygodę w codziennym użytkowaniu.

Cechy produktu:

- szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo
- fronty lakierowane na kolor wg palety RAL
- blat górny z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem
- blat boczny z wodoodpornej płyty laminatu HPL, wysuwany
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
- koła w obudowie z tworzywa sztucznego (dwa z blokadą)
- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo
- wytrzymały i stabilny
- nowoczesny wygląd
- zapewnia ergonomiczne warunki pracy
- funkcjonalny
- lekka konstrukcja

Dane techniczne:

- wymiary: 480x400x880 mm
- wymiary części szafki z drzwiczkami: 410x300x316 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor szuflady i szafki TMBY: Biały , Kremowy , Perłowy , Beżowy , Żółty , Jasny różowy , Czerwony , Brzoskwiniowy , Pomarańczowy , Morski , Seledynowy , Lekko zielony , Jasny zielony , Zielony , Niebieski , Ciemny niebieski , Granatowy , Aluminiowy , Szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary