

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-przylozkowa-z-obracanym-i-podnoszonym-blatem-p-559.html>



Szafka przyłóżkowa z obracanym i podnoszonym blatem

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-MW-SP-SZL-201

Opis produktu

Prezentowana szafka przyłóżkowa stanowi niezbędny element wyposażenia sal szpitalnych. Pomaga zachować porządek przy łóżku pacjenta. Jej konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, dlatego charakteryzuje się stabilnością i estetycznym wyglądem. Szafka jest symetryczna, dlatego szuflada jak i szafka, otwierane są z obu stron. Szuflada szafki posiada uchwyt, natomiast w drzwiach znajduje się uchwyt i zatrzask magnetyczny. Produkt pokryty jest farbą proszkową, a blat z funkcją regulacji wysokości położenia, swobodnego obrotu i wysunięcia - pokryty nietoksyczną, niepalną i odporną na zarysowania białą melaminą. Kółka pozwalają na przemieszczanie szafki w wybrane przez siebie miejsce, a ponieważ dwa kółka posiadają blokadę, niekontrolowane przesunięcie szafki jest niemożliwe.

Cechy szafki przyłóżkowej:

- wykonana z wysokiej jakości materiałów
- stabilna
- posiada estetyczny wygląd
- szafka z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym
- pokryta farbą proszkową
- odporna na uszkodzenia i zadrapania
- blat z funkcją regulacji wysokości i wysunięcia
- blaty pokryte melaminą
- cztery jezdne kółka w tym dwa z blokadą

Parametry techniczne:

- wysokość: 800 mm
- szerokość: 610 mm
- głębokość: 420 mm
- waga: 30 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów RAL: RAL 9010 BIAŁY , RAL 1015 , RAL 7032 , RAL 8016 , RAL 1023 , RAL 2004 , RAL 3020 , RAL 3005 , RAL 6011 , RAL 6033 , RAL 5018 , RAL 7016 , RAL 5012 , RAL 5010 , RAL 7035 JASNYSZARY , RAL 9005