

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-z-wanienka-dla-noworodkow-p-2628.html>

Szafka z wanienką dla noworodków

Cena brutto	4 300,00 zł
Cena netto	3 981,48 zł
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KACPEREK-A1
Kod producenta	KACPEREK-A-90-0000-O-N

Opis produktu

Praca na oddziałach położniczych i neonatologicznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i obciążeniem fizycznym personelu. Szersze **stanowisko do pielęgnacji noworodków KACPEREK (Moduł „A”)** o wymiarach 900x580 mm zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej ergonomii. Dodatkowe 10 centymetrów szerokości wanienki daje położnym bezcenną przestrzeń do swobodnego manewrowania przedramionami, co redukuje nienaturalne wygięcia nadgarstków i napięcie w obręczy barkowej podczas kąpieli niemowlęcia.

Całkowita wysokość stanowiska wynosi optymalne 900 mm. Jest to złoty standard dla pracy w pozycji stojącej, który zapobiega garbieniu się i chroni odcinek lędźwiowy kręgosłupa przed przeciążeniem w trakcie wielogodzinnych dyżurów. Sama **wanienka z laminatu poliestrowo-szklanego** posiada celowo wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku odpływu. **Jej głębokość wynosi 215 mm po stronie przeciwnej i płynnie wzrasta do 247 mm przy samym syfonie.** Dzięki temu brudna woda samoczynnie spływa do kanalizacji. Personel nie traci czasu i siły na ręczne wybieranie mydlin, mogąc natychmiast przejść do osuszania maluszka i dezynfekcji gładkiej powierzchni.

Szersza konstrukcja to także znacznie **pojemniejsza szafka dwudrzwiowa**. Umieszczenie maksymalnej ilości ręczników, podkładów i sterylnych ubrań bezpośrednio pod wanienką sprawia, że pielęgniarka ma wszystko w zasięgu ręki i nie musi odchodzić od stanowiska, co maksymalizuje bezpieczeństwo dziecka. Korpus szafki wykonano z wilgocioodpornej, białej płyty laminowanej, a łatwe w czyszczeniu fronty z płyty MDF lakierowanej na dowolny kolor z palety RAL. Całość opiera się na 100-milimetrowych, poziomowanych nóżkach.

Kluczowe zalety ergonomiczne stanowiska KACPEREK 90 cm:

- **Odciążenie barków (90 cm szerokości):** Szersza niecka wanienki pozwala personelowi na naturalne, szerokie ułożenie rąk podczas asekuracji noworodka w wodzie.
- **Ochrona kręgosłupa (wysokość 90 cm):** Błat roboczy znajduje się na wysokości idealnej do pracy na stojąco, zapobiegając bólowi pleców u położnych.
- **Samoczynny odpływ wody:** Profilowane dno (od 215 mm do 247 mm przy odpływie) eliminuje konieczność fizycznego "przepychania" wody gąbką, co przyspiesza pracę.
- **Zasada "jednej ręki":** Powiększona szafka podblatowa gwarantuje, że personel wyciągnie czysty ręcznik bez odrywania wzroku i drugiej dłoni od dziecka.
- **Ergonomia dla personelu sprząającego:** Wysokie na 10 cm nóżki pozwalają na błyskawiczne i bezwysiłkowe umycie posadzki pod szafką zwykłym mopem płaskim.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary całkowite:** 900 x 580 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
- **Korpus szafki:** Płyta meblowa laminowana, kolor biały.

-
- **Fronty:** Płyta MDF lakierowana (kolor do wyboru z wzornika RAL).
 - **Wanienka:** Laminat poliestrowo-szkłany (głębokość profilowana: 215 mm / 247 mm przy odpływie).
 - **Podstawa:** Nóżki 100 mm z możliwością precyzyjnego poziomowania.

Produkt polski. Stworzony, by wspierać i chronić zdrowie tych, którzy na co dzień opiekują się najmłodszymi pacjentami.

Uwaga: Cena nie obejmuje baterii łazienkowej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary