

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-z-wanienka-do-pielęgnacji-niemowląt-p-2643.html>



Szafka z wanienką do pielęgnacji niemowląt

Cena brutto	3 900,00 zł
Cena netto	3 611,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-A
Kod producenta	AGATKA-A-80-PM_-0000-0-N

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu nowoczesną i funkcjonalną szafkę z wanienką do pielęgnacji niemowląt. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie zarówno dla niemowląt, jak i dla opiekunów. Szafka z wanienką posiada wiele zalet, które sprawiają, że codzienna pielęgnacja stanie się łatwiejsza i bardziej przyjemna.

Konstrukcja szafki została wykonana z trwałych zamkniętych profili aluminiowych i solidnych złączek ABS. Stelaż został anodowany lub lakierowany proszkowo naabrany kolor z palety RAL, co nadaje mu estetyczny wygląd i chroni przed uszkodzeniami. Wypełnienie szafki wykonane jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej, co gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania czystości.

Wanienka, która jest integralną częścią szafki, wykonana jest z wysokiej jakości laminatu poliestrowo-szklanego. Materiał ten jest odporny na uszkodzenia, łatwy do czyszczenia oraz nieprzepuszczalny dla wody. Dzięki temu kąpiel niemowlęcia staje się bezpieczna i higieniczna.

Szafka z wanienką posiada również regulowane nóżki o wysokości 100 mm, które umożliwiają wygodne dostosowanie do różnych powierzchni i poziomowanie. Dzięki temu szafka będzie stabilna i solidna nawet na nierównych podłogach.

Wymiary szafki to 800x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co sprawia, że jest ona kompaktowa i łatwo dopasowuje się do przestrzeni łazienki. Dostępne są różne warianty kolorystyczne, które umożliwiają dopasowanie szafki do aranżacji wnętrza.

Nasza szafka z wanienką do pielęgnacji niemowląt jest produkowana w kraju i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Jest również wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jej wysokiej jakości i funkcjonalności.

Cena produktu nie zawiera baterii, jednak szafka jest kompletna i gotowa do użycia po ich zainstalowaniu. Oferujemy szafkę z wanienką w atrakcyjnej cenie, która obejmuje stawkę 8% VAT. Zapraszamy do zakupu naszego produktu, który zapewni Państwu bezpieczną i wygodną pielęgnację niemowląt.

Szafka z wanienką do pielęgnacji niemowląt, cechy produktu:

- Nowoczesna i funkcjonalna szafka z wanienką do pielęgnacji niemowląt.
- Konstrukcja z trwałych zamkniętych profili aluminiowych i solidnych złączek ABS.
- Stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo naabrany kolor z palety RAL, zapewniający estetyczny wygląd i ochronę przed uszkodzeniami.
- Wypełnienie szafki z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gwarantujące trwałość i łatwość utrzymania czystości.

-
- Wanienka wykonana z wysokiej jakości laminatu poliestrowo-szklanego, odporna na uszkodzenia, łatwa do czyszczenia i nieprzepuszczalna dla wody.
 - Regulowane nóżki o wysokości 100 mm, umożliwiające dostosowanie do różnych powierzchni i poziomowanie.
 - Wymiary szafki: 800x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), kompaktowy rozmiar dopasowujący się do przestrzeni łazienki.
 - Dostępne różne warianty kolorystyczne, umożliwiające dopasowanie do aranżacji wnętrza.
 - Produkowana w kraju i spełniająca wszystkie normy bezpieczeństwa.
 - Wpisana do rejestru wyrobów medycznych, świadcząca o wysokiej jakości i funkcjonalności.
 - Cena produktu nie zawiera baterii, gotowa do użycia po ich zainstalowaniu.
 - Atrakcyjna cena obejmująca stawkę 8% VAT.
 - Zapewnia bezpieczną i wygodną pielęgnację niemowląt.

Szafka z wanienką do pielęgnacji niemowląt, dane techniczne:

- Wymiary: 800x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary