

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szafka-zabiegowa-dla-niemowlat-p-3073.html>

Szafka zabiegowa dla niemowląt



Cena brutto	8 754,00 zł
Cena netto	7 117,07 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BP-5
Kod producenta	BP5-0000-T_-N

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu naszą innowacyjną i funkcjonalną szafkę zabiegową dla niemowląt, idealną dla placówek medycznych. Ta wyjątkowa szafka została starannie wykonana z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie najmłodszych pacjentów. Pozwala na przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie ergonomiczne i praktyczne rozwiązania.

Wyróżniające się cechy naszej szafki zabiegowej:

- **Przestronne wnętrze:** Zestaw 8 szuflad zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania akcesoriów i wyposażenia medycznego. Dodatkowo, 2 półki pozwalają na łatwe dostępne do najważniejszych przedmiotów.
- **Solidne wykonanie:** Szafka została wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej laminowanej w eleganckim białym kolorze. Fronty szafki oraz półki zostały wykonane z trwałej płyty MDF, a następnie starannie lakierowane na wybrany kolor z palety RAL. Dzięki temu szafka nie tylko prezentuje się estetycznie, ale również jest łatwa do utrzymania w czystości.
- **Wydłużony blat:** Blat szafki zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą, umożliwiając wygodne przeprowadzanie zabiegów. Jest wykonany z wytrzymałej płyty meblowej w kolorze białym, harmonijnie komponując się z całością konstrukcji.
- **Szuflady z systemem samodomykania:** Szuflady są wyposażone w zaawansowany system samodomykania, który zapobiega przypadkowemu otwarciu i utrzymuje je w zamkniętej pozycji. To dodatkowe zabezpieczenie dla maluchów, które zapewnia bezpieczne przechowywanie wszelkich niezbędnych przedmiotów.
- **Stolik z nóżkami regulowanymi:** Nasza szafka jest wyposażona w stolik, który posiada nóżki z możliwością poziomowania. Dzięki temu można dostosować wysokość szafki do indywidualnych potrzeb personelu medycznego, zapewniając maksymalny komfort pracy.

Nasza szafka zabiegowa dla niemowląt jest wyprodukowana w kraju, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Dzięki starannemu projektowi i dbałości o detale, nasza szafka spełnia wszystkie wymagania placówek medycznych, zapewniając bezpieczeństwo i funkcjonalność podczas codziennych zabiegów na najmłodszych pacjentach.

UWAGA!! KOSZ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ZDJĘCIU DOSTĘPNY JEST JAKO OPCJA, ZA DOPŁATĄ

Szafka zabiegowa dla niemowląt, dane techniczne:

Wymiary: 1500x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

- Blat o długości 1500 mm, Głębokość blatu 580 mm.
- Długość szafki: 1200 mm, głębokość szafki 545 mm.
- Każda z 3 części tj. szuflady + przestrzeń z półką+ szuflady to szerokość zewnętrzna 400 mm (użytkowa 376 mm)

-
- Wysokość frontu szuflady to 186 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary