

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/sznurowka-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-z-pasami-dociagowymi-p-1073.html>



Sznurówka piersiowo- lędzwiowo-krzyżowa z pasami dociągowymi

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	128,70 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-c SLKP 703/SM-TGO-R SLKP

Opis produktu

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa z pasami dociągającymi **wykonana została z elastycznego materiału**, który jednocześnie przepuszcza powietrze oraz odprowadza ciepło oraz wilgoć z ciała. Gorset **złożony jest z trzech części**. Pierwszą z nich jest elastyczny materiał zapinany z przodu na rzep. Drugą część stanowią giętkie fiszbiny (aluminiowe stalki), które mają za zadanie odciążać kręgosłup. Trzecią częścią sznurówki jest system pasów dociągających służący do regulacji siły stabilizacji. Sznurówka ta służy nie tylko pacjentom z zespołami bólowymi do miejscowej stabilizacji i odbarczenia, ale także do wzmocnienia podczas wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym bądź neurologicznym. Gorset ma wysokość 32 cm, co jest idealnym wymiarem dla stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Produkowany jest w sześciu rozmiarach **od S do XXXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD PASA
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
XXXL	120-135 cm

WYSOKOŚĆ GORSETU | 32 cm

Cechy sznurówki:

- wykonana z tkaniny kompresyjnej o wysokiej elastyczności
- składa się z 3 części:

-
- materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep
 - giętkich fiszbin (aluminiowych sterek) odciążających i stabilizujących kręgosłup
 - systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji

- materiał odprowadzający nadmiar ciepła i wilgoci
- materiał przepuszczający powietrze
- wysokość gorsetu - 32 cm
- znajduje zastosowanie w zespołach bólowych
- dostępne 6 rozmiarów (obwodów)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Sznurówka zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- dyskopatia
- procesy zapalne stawów kręgosłupa
- ZZSK
- bóle przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe
- złamania patologicznych kręgów
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu
- w trakcie leczenia pooperacyjnego
- w czasie rehabilitacji pourazowej

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (obwód pasa): S - 70 - 80 cm , M - 80 - 90 cm , L - 90 - 100 cm , XL - 100 - 110 cm , XXL - 110 - 120 cm , XXXL - 120 - 135 cm