

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szpitalna-wanienka-z-przewijakiem-p-2631.html>

Szpitalna wanienka z przewijakiem



Cena brutto	8 800,00 zł
Cena netto	8 148,15 zł
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KACPEREK-AB
Kod producenta	KACPEREK-AB-150-0000-0-T_-N

Opis produktu

Prezentujemy Państwu unikalną i funkcjonalną część wyposażenia medycznego - szpitalną wanienkę z przewijakiem. Ta innowacyjna konstrukcja łączy w sobie wanienkę z dwudrzwiową szafką oraz stolik zabiegowy z trzema szufladami i jednoskrzydłowymi drzwiami, umożliwiając dostęp zarówno z prawej, jak i lewej strony (do wyboru).

Szafka została wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, natomiast front wykonano z płyty MDF lakierowanej na kolor dostępny z palety RAL. Szuflady wyposażone są w system cichego domykania, zapewniający komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Błat przewijaka wykonano z laminatu poliestrowo-szklanego, monolitycznego, który jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dodatkowo, wyposażony jest w wygodny materacyk, zapewniający komfort maluchom podczas przewijania.

Nóżki szafek mają regulowaną wysokość 100 mm, co pozwala na łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Całkowite wymiary to 1500x580x900 mm, a wymiary materacyka to 650x465 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Ta szpitalna wanienka z przewijakiem jest idealnym rozwiązaniem dla różnych placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe. Ponadto, doskonale sprawdzi się również w żłobkach, hotelach lub basenach. Produkt jest wyprodukowany w kraju, wpisany do rejestru wyrobów medycznych i sprzedawany ze stawką 8% VAT. **Warto zauważyć, że cena nie zawiera baterii, co pozwala na ich indywidualny wybór zgodnie z preferencjami i wymaganiami.**

Szpitalna wanienka z przewijakiem, cechy:

- Szpitalna wanienka z przewijakiem
- Wanienka z dwudrzwiową szafką
- Stolik zabiegowy z 3 szufladami i 1 drzwiami jednoskrzydłowymi
- Dostęp z prawej i lewej strony
- Wykonanie z płyty meblowej laminowanej białej
- Front z płyty MDF lakierowany na kolor wg palety RAL
- Szuflady z systemem cichego domykania
- Błat z laminatu poliestrowo-szklanego
- Monolityczny blat wyposażony w materacyk
- Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania
- Wymiary: 1500x580x900 mm

-
- Wymiary materacyka: 650x465 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
 - Idealne rozwiązanie dla różnych placówek medycznych, żłobków, hoteli lub basenów
 - Wyprodukowana w kraju
 - Wpisana do rejestru wyrobów medycznych
 - Sprzedawana ze stawką 8% VAT
 - **Cena nie zawiera baterii**

Szpitalna wanienka z przewijakiem, dane techniczne:

- Wymiary: 1500x580x900 mm
- Wymiary materacyka: 650x465 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary