

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szpitalne-stopnie-do-badan-p-1843.html>



Podest operacyjny PO-01/280 28 cm 1-stopniowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Cena brutto	787,00 zł
Cena netto	728,70 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PO-01/280

Opis produktu

Podest operacyjny PO-01/280 28 cm 1-stopniowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Podest operacyjny PO-01/280 1-stopniowy to wysoki podest medyczny o wysokości **28 cm**, przeznaczony do gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych, przychodni, oddziałów szpitalnych oraz placówek ochrony zdrowia. Model PO-01/280 jest najwyższym wariantem jednostopniowym z serii PO-01, dlatego sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest większe podwyższenie niż w modelach 13 cm i 22 cm, ale bez konstrukcji dwustopniowej.

Podest wykonany jest **w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To kluczowy parametr przy wyborze profesjonalnego wyposażenia medycznego, ponieważ podest używany w placówce powinien być trwały, stabilny, odporny na intensywną eksploatację i łatwiejszy do utrzymania w czystości. Model PO-01/280 nie powinien być traktowany jako zwykły schodek do badań — to techniczny **podest operacyjny 1-stopniowy** do zastosowań w gabinetach, salach zabiegowych i pomieszczeniach medycznych.

Wymiary podestu wynoszą **480 × 320 × 280 mm**. Oznacza to szerokość 480 mm, głębokość 320 mm oraz wysokość 280 mm. Wysokość **28 cm** pozwala uzyskać wyraźniejsze podwyższenie stanowiska pracy niż przy niższych wariantach PO-01/130 i PO-01/220, zachowując jednocześnie prostą konstrukcję jednostopniową.

Wysoki podest medyczny PO-01/280 do gabinetu, sali zabiegowej i szpitala

Model **PO-01/280** warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje wysokiego, jednostopniowego podestu ze stali kwasoodpornej. Dzięki wymiarom **480 × 320 × 280 mm** produkt zachowuje kompaktową powierzchnię podstawy, a jednocześnie zapewnia wyższe podwyższenie niż warianty 13 cm i 22 cm. To praktyczne rozwiązanie do gabinetów lekarskich, zabiegowych, diagnostycznych i szpitalnych.

- do gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- do sal operacyjnych i pomieszczeń medycznych,
- do przychodni, oddziałów i placówek ochrony zdrowia,
- jako wysoki stopień medyczny 28 cm,
- jako podest roboczy medyczny przy stanowisku zabiegowym,
- jako podest do badań i pomocnicze podwyższenie przy kozetce, fotelu lub stole zabiegowym,
- jako wyższy wariant podestu PO-01 do miejsc, gdzie 13 cm lub 22 cm to za mało,
- jako alternatywa dla podestu dwustopniowego, gdy wystarczy jeden wysoki stopień.

Błat antypoślizgowy i stopy nastawne z poziomowaniem

Blat podestu został pokryty **materiałem antypoślizgowym**, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu. To szczególnie ważne w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych i placówkach medycznych, gdzie podest powinien zapewniać pewne oparcie stóp.

Podest posiada **stopy nastawne z możliwością poziomowania**. Stopy wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, który dobrze przylega do twardych podłoży i pomaga ograniczyć efekt poślizgu. Dzięki temu podest można stabilnie ustawić na posadzce w gabinecie, sali zabiegowej, przychodni lub oddziale szpitalnym.

Najważniejsze zalety podestu operacyjnego PO-01/280

- **Dokładny wariant PO-01/280** – podest operacyjny 1-stopniowy o wysokości 28 cm.
- **Wymiary 480 x 320 x 280 mm** – wysoki wariant jednostopniowy z serii PO-01.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do profesjonalnego wyposażenia medycznego.
- **Jeden stopień** – prosta i stabilna konstrukcja bez drugiego stopnia.
- **Blat antypoślizgowy** – pewniejsze wejście, zejście i użytkowanie podestu.
- **Stopy nastawne z poziomowaniem** – możliwość stabilniejszego ustawienia na twardym podłożu.
- **Wysokość 28 cm** – większe podwyższenie niż w wariantach 13 cm i 22 cm.
- **Zastosowanie medyczne** – do gabinetów, sal zabiegowych, przychodni i pomieszczeń szpitalnych.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	podest operacyjny jednostopniowy
Typ / wariant	PO-01/280 / podest 1-stopniowy 28 cm
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Liczba stopni	1
Blat	pokryty materiałem antypoślizgowym
Stopy	nastawne, z możliwością poziomowania
Wymiary	480 x 320 x 280 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość	280 mm / 28 cm

PO-01/130, PO-01/220, PO-01/280 czy PO-02 – który podest wybrać?

Podest PO-01/280 to najwyższy wariant podestu operacyjnego jednostopniowego z serii PO-01. Wybierz go wtedy, gdy potrzebne jest podwyższenie 28 cm, ale nie jest konieczny podest dwustopniowy. Jeżeli wystarczy niższe podwyższenie, porównaj [podest operacyjny PO-01/130 13 cm](#) oraz [podest operacyjny PO-01 22 cm](#).

Jeżeli potrzebne jest jeszcze wyższe i wygodniejsze wejście, sprawdź [podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm](#). Przy potrzebie dodatkowego podparcia warto zobaczyć również [podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy z regulowanymi poręczami](#). Wszystkie warianty tej grupy znajdziesz w kategorii [podesty operacyjne](#).

Do kompletnego wyposażenia gabinetów, sal zabiegowych, sal operacyjnych i pomieszczeń medycznych sprawdź także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), [stoliki zabiegowe na kółkach](#) oraz [stoliki chirurgiczne](#).

FAQ – podest operacyjny PO-01/280 1-stopniowy 28 cm

Do czego służy podest operacyjny PO-01/280?

Podest operacyjny PO-01/280 służy do uzyskania wysokiego, stabilnego podwyższenia w gabinecie, sali zabiegowej, przychodni lub placówce medycznej. Może być używany jako podest roboczy medyczny, stopień do badań lub podwyższenie przy stanowisku zabiegowym.

Czym różni się podest PO-01/280 od PO-01/130?

Podest PO-01/280 ma wysokość 28 cm, a PO-01/130 ma wysokość 13 cm. Wariant 28 cm warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest wyższe podwyższenie stanowiska pracy lub wejścia.

Czym różni się podest PO-01/280 od PO-01/220?

Podest PO-01/280 ma wysokość 28 cm, natomiast PO-01/220 ma wysokość 22 cm. Model 28 cm zapewnia większe podwyższenie przy zachowaniu konstrukcji jednostopniowej.

Czym różni się podest PO-01/280 od podestu PO-02?

PO-01/280 to wysoki podest 1-stopniowy o wysokości 28 cm. PO-02 to podest dwustopniowy o wysokości 42 cm, przeznaczony

do stanowisk, gdzie potrzebne jest jeszcze wyższe i wygodniejsze wejście.

Czy podest PO-01/280 ma powierzchnię antypoślizgową?

Tak, blat podestu jest pokryty materiałem antypoślizgowym, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu.

Z jakiego materiału wykonany jest podest PO-01/280?

Podest wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym ze względu na trwałość, odporność i łatwiejsze utrzymanie czystości.

Czy podest PO-01/280 można wypoziomować?

Tak, podest posiada stopy nastawne z możliwością poziomowania. Pomaga to stabilniej ustawić produkt na twardym podłożu i ograniczyć efekt poślizgu.

Jakie wymiary ma podest PO-01/280?

Podest PO-01/280 ma wymiary 480 × 320 × 280 mm, czyli 480 mm szerokości, 320 mm głębokości i 280 mm wysokości.

Kiedy wybrać podest operacyjny 28 cm?

Podest operacyjny 28 cm warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest wyższe podwyższenie niż 13 cm lub 22 cm, ale konstrukcja dwustopniowa 42 cm nie jest konieczna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące