

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szpitalny-podest-dwustopniowy-z-uchwyty-p-1465.html>



Podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy ze stali 0H18N9 z regulowanymi poręczami

Cena brutto	2 315,00 zł
Cena netto	2 143,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PO-02/U

Opis produktu

Podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy ze stali 0H18N9 z regulowanymi poręczami

Podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy z regulowanymi poręczami to profesjonalny podest medyczny przeznaczony do sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych oraz placówek ochrony zdrowia. Model PO-02/U jest wersją dwustopniową wyposażoną w poręcze, dlatego sprawdzi się tam, gdzie oprócz stabilnego podwyższenia stanowiska pracy potrzebne jest dodatkowe podparcie podczas wchodzenia, schodzenia lub pracy na podeście.

Podest wykonany jest **w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**, stosowanej w wyposażeniu medycznym ze względu na trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwiejsze utrzymanie higieny. Konstrukcja została przygotowana z myślą o placówkach, w których liczy się stabilność, funkcjonalność i możliwość dopasowania sprzętu do różnych stanowisk pracy.

Wymiary podestu wynoszą **480 x 650 x 420 mm**. Wysokość podestu **420 mm** oraz dwa stopnie pozwalają uzyskać wygodniejszą pozycję roboczą przy stole operacyjnym, kozetce, stanowisku zabiegowym, aparaturze medycznej lub innym wyposażeniu wymagającym stabilnego podwyższenia.

Podest medyczny 2-stopniowy z poręczami do sali operacyjnej i gabinetu

Najważniejszą przewagą modelu **PO-02/U** są **poręcze z możliwością regulacji wysokości lub demontażu**. Dzięki temu podest można dopasować do sposobu użytkowania w danej placówce. Poręcze zapewniają dodatkowe podparcie i zwiększają funkcjonalność podestu w miejscach, gdzie sprzęt jest używany często, przy różnych stanowiskach oraz przez różnych użytkowników.

- do sal operacyjnych i sal zabiegowych,
- do gabinetów lekarskich, diagnostycznych i specjalistycznych,
- do pracy przy stołach operacyjnych, kozetkach i aparaturze medycznej,
- do placówek wymagających stabilnego podestu 2-stopniowego,
- do stanowisk, gdzie potrzebne są regulowane lub demontowane poręcze,
- do miejsc, w których ważne jest dodatkowe podparcie podczas wchodzenia i schodzenia.

Regulowane i demontowane poręcze

Podest operacyjny PO-02/U posiada **poręcze z możliwością regulacji wysokości**. Zakres regulacji wysokości poręczy wynosi **1285-1485 mm**, a zakres regulacji wysokości poręczy liczony od górnego stopnia wynosi **860-1060 mm**. To ważne parametry przy wyborze podestu do placówki, w której sprzęt ma być funkcjonalny, stabilny i dopasowany do różnych

warunków pracy.

Poręczę można również zdemontować, dlatego model PO-02/U może być używany jako podest dwustopniowy z dodatkowym podparciem albo jako wariant bardziej zbliżony do klasycznego podestu operacyjnego 2-stopniowego. Taka konstrukcja zwiększa elastyczność zastosowania w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach medycznych.

Blat antypoślizgowy i stopy nastawne z poziomowaniem

Blat podestu został pokryty **materiałem antypoślizgowym**, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu. To szczególnie istotne w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych i pracowniach medycznych, gdzie podest powinien zapewniać pewne oparcie stóp.

Podest posiada **stopy nastawne z możliwością poziomowania**. Stopy wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, który zapewnia dobre przyleganie do twardych podłoży i pomaga ograniczyć efekt poślizgu. Dzięki temu podest można stabilniej ustawić na posadzce w placówce medycznej.

Najważniejsze zalety podestu operacyjnego PO-02/U

- **Model PO-02/U** – wariant podestu operacyjnego 2-stopniowego z poręczami.
- **Dwa stopnie** – wyższa pozycja robocza niż w podeście jednostopniowym.
- **Regulowane poręcz** – zakres regulacji wysokości poręczy 1285–1485 mm.
- **Regulacja od górnego stopnia** – zakres 860–1060 mm.
- **Możliwość demontażu poręczy** – większa elastyczność użytkowania.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do placówek medycznych.
- **Blat antypoślizgowy** – stabilniejsze wejście, zejście i praca na podwyższeniu.
- **Stopy poziomujące** – możliwość dopasowania ustawienia do twardego podłoża.
- **Wymiary 480 x 650 x 420 mm** – stabilna konstrukcja w wersji 2-stopniowej.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	podest operacyjny 2-stopniowy z poręczami
Typ	PO-02/U / podest dwustopniowy z poręczami
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Liczba stopni	2
Blat	pokryty materiałem antypoślizgowym
Stopy	nastawne, z możliwością poziomowania
Poręcz	z możliwością regulacji wysokości lub demontażu
Zakres regulacji wysokości poręczy	1285–1485 mm
Zakres regulacji poręczy od górnego stopnia	860–1060 mm
Wymiary podestu	480 x 650 x 420 mm
Szerokość podestu	480 mm
Głębokość podestu	650 mm
Wysokość podestu	420 mm

Podest PO-02/U z poręczami czy podest PO-02 bez poręczy?

Podest operacyjny PO-02/U warto wybrać wtedy, gdy oprócz dwustopniowego podwyższenia potrzebne jest dodatkowe podparcie w postaci poręczy. Regulowane i demontowane poręcz zwiększają funkcjonalność podestu w placówkach, w których sprzęt ma być dopasowany do różnych stanowisk, użytkowników i sposobów pracy.

Jeśli potrzebny jest podobny podest 2-stopniowy, ale bez poręczy, sprawdź [podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm](#). Jeżeli wystarczy niższy podest jednostopniowy, porównaj również [podest operacyjny PO-01 22 cm](#). Pełną grupę produktów znajdziesz w kategorii [podesty operacyjne](#).

Do wyposażenia sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych i pomieszczeń medycznych sprawdź także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), [stoliki zabiegowe na kółkach](#) oraz [stoliki chirurgiczne](#).

FAQ – podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy z regulowanymi poręczami

Do czego służy podest operacyjny PO-02/U z poręczami?

Podest operacyjny PO-02/U z poręczami służy do uzyskania stabilnego podwyższenia stanowiska pracy personelu medycznego. Poręcz zapewniają dodatkowe podparcie podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podeście.

Czym różni się podest PO-02/U od podestu PO-02?

Podest PO-02/U jest wersją podestu 2-stopniowego wyposażoną w poręczę. Model PO-02 jest podestem dwustopniowym bez poręczy, natomiast PO-02/U daje dodatkowe podparcie oraz możliwość regulacji wysokości lub demontażu poręczy.

Czy poręczę można regulować?

Tak, poręczę mają regulację wysokości w zakresie 1285–1485 mm. Zakres regulacji wysokości poręczy od górnego stopnia wynosi 860–1060 mm.

Czy poręczę można zdemontować?

Tak, poręczę mają możliwość demontażu. Dzięki temu podest można dopasować do sposobu użytkowania w danej placówce medycznej.

Z jakiego materiału wykonany jest podest operacyjny PO-02/U?

Podest wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, czyli materiału stosowanego w wyposażeniu medycznym ze względu na trwałość, odporność i łatwiejsze utrzymanie czystości.

Czy podest z poręczami ma blat antypoślizgowy?

Tak, blat podestu jest pokryty materiałem antypoślizgowym, co poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu.

Czy podest PO-02/U można wypoziomować?

Tak, podest posiada stopy nastawne z możliwością poziomowania. Pomaga to stabilniej ustawić produkt na twardym podłożu i ograniczyć efekt poślizgu.

Jakie wymiary ma podest operacyjny PO-02/U?

Wymiary podestu wynoszą 480 × 650 × 420 mm. Oznacza to szerokość 480 mm, głębokość 650 mm oraz wysokość podestu 420 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące