

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szpitalny-podest-wejscowy-p-1842.html>



Podest operacyjny PO-01/130 13 cm 1-stopniowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Cena brutto	758,00 zł
Cena netto	701,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PO-01/130

Opis produktu

Podest operacyjny PO-01/130 1-stopniowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Podest operacyjny PO-01/130 1-stopniowy to niski podest medyczny o wysokości **13 cm**, przeznaczony do gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych, przychodni, oddziałów szpitalnych oraz placówek ochrony zdrowia. Model PO-01/130 jest konkretnym wariantem podestu operacyjnego o wymiarach **480 x 320 x 130 mm**, dlatego sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest stabilne, ale niewysokie podwyższenie stanowiska pracy lub stopień wejściowy medyczny.

Podest wykonany jest **w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważna cecha przy wyborze profesjonalnego wyposażenia medycznego, ponieważ podest używany w placówce powinien być trwały, stabilny, odporny na intensywną eksploatację i łatwiejszy do utrzymania w czystości. Model PO-01/130 nie jest zwykłym stopniem pomocniczym – to techniczny **podest operacyjny 1-stopniowy** do zastosowań w gabinetach, salach zabiegowych i pomieszczeniach medycznych.

Wysokość **130 mm** sprawia, że podest PO-01/130 jest dobrym wyborem wtedy, gdy wariant 22 cm albo podest dwustopniowy 42 cm byłby zbyt wysoki. Niski podest operacyjny 13 cm można wykorzystać przy kozetkach, stołach zabiegowych, fotelach, stanowiskach diagnostycznych oraz innych miejscach, gdzie potrzebne jest kompaktowe i stabilne podwyższenie.

Podest medyczny PO-01/130 13 cm do gabinetu, sali zabiegowej i szpitala

Model **PO-01/130** został przygotowany z myślą o placówkach, które potrzebują niskiego, jednostopniowego podestu ze stali kwasoodpornej. Dzięki wymiarom **480 x 320 x 130 mm** produkt zajmuje niewiele miejsca, a jednocześnie zapewnia stabilną powierzchnię wejściową i roboczą. To praktyczne rozwiązanie do gabinetów lekarskich, zabiegowych, diagnostycznych i szpitalnych.

- do gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- do sal operacyjnych i pomieszczeń medycznych,
- do przychodni, oddziałów i placówek ochrony zdrowia,
- jako niski stopień wejściowy medyczny,
- jako podest roboczy medyczny o wysokości 13 cm,
- jako kompaktowy wariant podestu PO-01 do niższych stanowisk,
- jako alternatywa dla wyższych podestów PO-01/220, PO-01/280 i PO-02.

Blat antypoślizgowy i stopy poziomujące

Blat podestu został pokryty **materiałem antypoślizgowym**, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu. To szczególnie ważne w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych i placówkach medycznych,

gdzie podest powinien zapewniać pewne oparcie stóp.

Podest posiada **stopy nastawne z możliwością poziomowania**. Stopy wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, który dobrze przylega do twardych podłoży i pomaga ograniczyć efekt poślizgu. Dzięki temu podest można stabilnie ustawić na posadzce w gabinecie, sali zabiegowej, przychodni lub oddziale szpitalnym.

Najważniejsze zalety podestu operacyjnego PO-01/130

- **Dokładny wariant PO-01/130** – podest operacyjny 1-stopniowy o wysokości 13 cm.
- **Wymiary 480 x 320 x 130 mm** – konkretny niski wariant z serii PO-01.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do profesjonalnego wyposażenia medycznego.
- **Jeden stopień** – prosta, stabilna konstrukcja do codziennego użytkowania.
- **Błat antypoślizgowy** – pewniejsze wejście, zejście i użytkowanie podestu.
- **Stopy nastawne z poziomowaniem** – możliwość stabilniejszego ustawienia na twardym podłożu.
- **Niska wysokość 13 cm** – odpowiednia tam, gdzie wyższy podest nie jest potrzebny.
- **Zastosowanie medyczne** – do gabinetów, sal zabiegowych, przychodni i pomieszczeń szpitalnych.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	podest operacyjny jednostopniowy
Typ / wariant	PO-01/130 / podest 1-stopniowy 13 cm
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Liczba stopni	1
Błat	pokryty materiałem antypoślizgowym
Stopy	nastawne, z możliwością poziomowania
Wymiary	480 x 320 x 130 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość	130 mm / 13 cm

PO-01/130, PO-01/220, PO-01/280 czy PO-02 – który podest wybrać?

Podest PO-01/130 to niski wariant podestu operacyjnego jednostopniowego. Wybierz go wtedy, gdy potrzebne jest kompaktowe podwyższenie 13 cm. Jeżeli stanowisko wymaga wyższego podestu jednostopniowego, lepszym wyborem może być [podest operacyjny PO-01 22 cm](#). Przy potrzebie wyższego, dwustopniowego wejścia warto sprawdzić [podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm](#).

Jeżeli oprócz wyższego podestu potrzebne jest dodatkowe podparcie, zobacz również [podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy z regulowanymi poręczami](#). Wszystkie warianty tej grupy znajdziesz w kategorii [podesty operacyjne](#).

Do kompletnego wyposażenia gabinetów, sal zabiegowych, sal operacyjnych i pomieszczeń medycznych sprawdź także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), [stoliki zabiegowe na kółkach](#) oraz [stoliki chirurgiczne](#).

FAQ – podest operacyjny PO-01/130 1-stopniowy 13 cm

Do czego służy podest operacyjny PO-01/130?

Podest operacyjny PO-01/130 służy do uzyskania niskiego, stabilnego podwyższenia w gabinecie, sali zabiegowej, przychodni lub placówce medycznej. Może być używany jako stopień wejściowy medyczny albo pomocniczy podest roboczy.

Czym różni się podest PO-01/130 od PO-01/220?

Podest PO-01/130 ma wysokość 13 cm, a PO-01/220 ma wysokość 22 cm. Wariant 13 cm warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest niższe, kompaktowe podwyższenie, a wyższy podest byłby zbyt duży dla danego stanowiska.

Czym różni się podest PO-01/130 od podestu PO-02?

PO-01/130 to niski podest 1-stopniowy o wysokości 13 cm. PO-02 to podest dwustopniowy o wysokości 42 cm, przeznaczony do stanowisk, gdzie potrzebne jest znacznie wyższe podwyższenie.

Czy podest PO-01/130 ma powierzchnię antypoślizgową?

Tak, blat podestu jest pokryty materiałem antypoślizgowym, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu.

Z jakiego materiału wykonany jest podest PO-01/130?

Podest wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym ze względu na trwałość, odporność i łatwiejsze utrzymanie czystości.

Czy podest PO-01/130 można wypoziomować?

Tak, podest posiada stopy nastawne z możliwością poziomowania. Pomaga to stabilniej ustawić produkt na twardym podłożu i ograniczyć efekt poślizgu.

Jakie wymiary ma podest PO-01/130?

Podest PO-01/130 ma wymiary 480 × 320 × 130 mm, czyli 480 mm szerokości, 320 mm głębokości i 130 mm wysokości.

Kiedy wybrać niski podest operacyjny 13 cm?

Niski podest operacyjny 13 cm warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest kompaktowe podwyższenie do gabinetu, sali zabiegowej lub stanowiska medycznego, a wariant 22 cm albo podest dwustopniowy 42 cm byłby zbyt wysoki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące