

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szpitalny-przewijak-dla-noworodkow-p-1449.html>



Szpitalny przewijak dla noworodków

Cena brutto	3 380,00 zł
Cena netto	3 129,63 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM-03
Kod producenta	SPTM-03-A2(ABS3)PK(90)-ABS3-0000

Opis produktu

Prezentujemy Państwu szpitalny przewijak dla noworodków, który został wykonany z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić maksymalny komfort dla niemowląt oraz ich opiekunów. Stelaż przewijaka został wykonany z profili aluminiowych, które zostały lakierowane proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Błat przewijaka został wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, co zapewnia łatwe czyszczenie oraz higienę podczas przewijania dziecka. Dodatkowo blat przewijaka został wyposażony w materacyk, co zapewnia jeszcze większy komfort dla dziecka podczas przewijania. Przewijak został otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70mm, co zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się dziecka z przewijaka. Półka przewijaka została wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, a boki z płyty MDF, które zostały lakierowane na kolor wg palety RAL. Półka koszu wykonana jest z lakierowanej proszkowo stali, która zapewnia trwałość i wytrzymałość.

Podstawa przewijaka została wykonana z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, a także została wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), które są z blokadą. Dzięki temu przewijak jest łatwy do przemieszczania oraz stabilny podczas użytkowania. Wymiary przewijaka to szerokość: 900 mm, głębokość: 700 mm, wysokość od podłoża do blatu: 900 mm, a wysokość całkowita przewijaka to 970 mm. Wymiary materacyka to 800x650 mm, co zapewnia odpowiednią powierzchnię dla dziecka podczas przewijania.

Dodatkowo, istnieje możliwość wyboru opcji wykonania półki koszu z kwasoodpornej stali gat. 0H18N9 (dodatkowo płatne). Elementy dekoracyjne przewijaka zostały lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, co pozwala na dopasowanie przewijaka do wybranej aranżacji pomieszczenia.

Całość wykonania przewijaka jest precyzyjna i z dbałością o detale, co zapewnia trwałość i wytrzymałość podczas intensywnego użytkowania. Szpitalny przewijak dla noworodków to niezbędny element wyposażenia dla każdego oddziału neonatologicznego czy domu opieki, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort dla najmłodszych pacjentów.

Szpitalny przewijak dla noworodków, cechy:

-
- wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających maksymalny komfort dla niemowląt i opiekunów.
 - stelaż z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
 - blat z tworzywa ABS w kolorze białym, łatwy do czyszczenia i zapewniający higienę podczas przewijania dziecka. Wyposażony w materacyk dla jeszcze większego komfortu dziecka.
 - bandy z tworzywa ABS o wysokości 70mm otaczające przewijak, zapobiegające przypadkowemu zsuwaniu się dziecka z przewijaka.
 - półka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, boki z płyty MDF lakierowane na kolor wg palety RAL. Półka koszowa wykonana z lakierowanej proszkowo stali, zapewniającej trwałość i wytrzymałość.
 - podstawa przewijaka z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), z blokadą.
 - wymiary przewijaka: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm, wysokość całkowita przewijaka 970 mm. Wymiary materacyka: 800x650 mm.
 - opcja wykonania półki koszonej z kwasoodpornej stali gat. 0H18N9 (dodatkowo płatne).
 - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, pozwalające na dopasowanie przewijaka do aranżacji pomieszczenia.
 - precyzyjne wykonanie z dbałością o detale, zapewniające trwałość i wytrzymałość podczas intensywnego użytkowania.
 - niezbędny element wyposażenia dla oddziałów neonatologicznych i domów opieki, zapewniający bezpieczeństwo i komfort dla najmłodszych pacjentów.

Szpitalny przewijak dla noworodków, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolory elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary