

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/szpitalny-wozek-na-pranie-p-2575.html>



Szpitalny wózek na pranie

Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	5 691,06 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WDP-WMW-1450/ABS

Opis produktu

Zapraszamy do odkrywania nowego standardu w dziedzinie przechowywania i transportu czystej bielizny za pomocą naszego innowacyjnego Szpitalnego Wózka na Pranie. Ten wyjątkowy wózek został stworzony z myślą o efektywności, trwałości i pełnej funkcjonalności, spełniając najwyższe standardy jakości.

Solidna Konstrukcja: Nasz szpitalny wózek na pranie został zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie. Stelaż wykonany jest z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor według palety RAL. Dzięki solidnej konstrukcji wózek utrzymuje stabilność nawet podczas intensywnego użytkowania.

Funkcjonalne Wyposażenie: Wózek do czystej bielizny wyposażony jest w 1 szafkę z 5 szufladami o imponującej wysokości frontów wynoszącej 185 mm. Szuflady posiadają innowacyjny system cichego domykania, co pozwala na dyskretną pracę w każdym środowisku. Dodatkowo, uchwyty do prowadzenia wykonane są ze stali kwasoodpornej, zapewniając nie tylko komfort, ale także odporność na warunki środowiskowe.

Praktyczny Błat: Błat wózka wykonany jest z tworzywa ABS, posiada trzy boki, co zapewnia stabilność podczas pracy. Jego wymiary to 550x450x45 mm, co daje wystarczająco dużo miejsca do wygodnego układania i transportu czystej bielizny.

Mobilność i Bezpieczeństwo: Podstawa wózka została wykonana z wytrzymałej stali, z osłoną z tworzywa ABS. Wyposażona w wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100 mm, z możliwością blokady dwóch z nich, zapewniają łatwą i stabilną mobilność. Dodatkowo, odboje zjednoczone z podstawą na narożach chronią wózek przed uszkodzeniami.

Wymiary i Przestrzeń: Wymiary całkowite bez wyposażenia dodatkowego to 640x540x1160 mm, natomiast wymiary powierzchni użytkowej blatu to 550x450x45 mm. Każda szuflada ma wymiary 505x380x155 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co pozwala na efektywne przechowywanie bielizny w różnych rozmiarach.

Dzięki naszemu Szpitalnemu Wózkowi na Pranie zyskasz nie tylko funkcjonalność, ale również pewność, że Twoja czysta bielizna będzie przechowywana i transportowana z najwyższą starannością. Postaw na naszą jakość, postaw na efektywność!

Szpitalny wózek na pranie, wyposażenie;

- szafka z szufladami
- 5xszuflada (wysokość frontów 5x185mm)
- uchwyt do prowadzenia

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary