

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tablica-do-cwiczen-manualnych-dloni-p-375.html>



Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni

Cena brutto	1 432,00 zł
Cena netto	1 325,93 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-TBMO/1

Opis produktu

Oferowana tablica przeznaczona jest do ćwiczeń manualnych dłoni oraz nadgarstka. Tablica wyposażona jest w przyrządy, które pozwalają na przeprowadzenie ćwiczeń przez dorosłych i dzieci. Posiada obrotowy blat który wykonany jest z wysokiej jakości drewna. Dodatkowymi elementami tablicy są obciążniki o wadze 22 dkg, które przymocowane są na każdym z przyrządów. Blat tablicy umocowany jest na stalowej podstawie, która posiada gumowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem.

Cechy tablicy:

- obrotowy blat
- regulowana wysokość tablicy
- przeznaczona dla dorosłych jak i dzieci
- posiada obciążniki o wadze 22 dkg
- blat posiada 6 elementów do ćwiczeń
- stalowa podstawa tablicy
- podstawa posiada gumowe stopki
- tablica wykonana jest z drewna

Tablica posiada następujące elementy do ćwiczeń:

- wałek drewniany
- kłapka dłoni
- uchwyt
- spirala pionowa
- koło drewniane
- korytko drewniane

Dane techniczne:

- długość: 72 cm
- szerokość: 52 cm.
- wysokość tablicy jest regulowana: od 55cm do 88 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.